

電池交換方法

2breathe



ご用意いただくもの



硬貨、またはコインのよ
うなもの

※電池を取り出す際に使用します



新しいボタン電池：1個

※CR2032 3Vを使用します

センサーの蓋を外します



センサーを裏返し、電池が入っている部分の蓋を押し上げて外します。

電池ケースを取り外します



白い電池ケースを引き、取り出します。

電池ケースの確認



小さく開いている側面



大きく開いている側面

白い電池ケースの側面は小さく開いている側面と大きく開いている側面があります。

電池を取り出します



小さく開いている側面から、コインなどを用いて、大きく開いている側面方向へ電池を押し、電池を浮かせます。

電池を取り出します



浮いた電池をケースから取り出します。

新しい電池を入れます



新しい電池を、ケースの大きく開いた側面から、カチッと音がするまで挿しこみます。
※文字が打刻されている面が電池の表になります。

電池ケースをセンサーに入れます



電池ケースの側面をセンサーの溝に合わせて、カチッと音がするまでセンサーに挿しこみます。

※ 正しく電池を認識しますと、センサーのランプが赤く3回点滅します。

(点滅が速いため、見落としにご注意ください)

センサーの蓋を取りつけます



カチッと音になるようにセンサーの蓋を取りつけます。

動作を確認します



① 電源ボタンを長押し



② ランプが緑・赤と交互に点滅します

センサーの電源ボタンを長押しし、ランプが緑と赤に点滅しましたら電池交換作業は、終了です。

電源を切ります



① 電源ボタンを長押し



② ランプが赤く点滅します

確認が終わりましたら、再度電源ボタンを長押しし、電源を切ります。
(その際、ランプが赤く点滅をします)



快眠ライフをサポート

ねむ^〇グ