

のじ ペリオドンタルブラシシリーズ

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

使用上のお願い

- 本品は、歯や歯ぐきをケアするものです。それ以外の用途には使用しないでください。
- 歯ぐきを傷つけないよう、軽い力でみがいてください。
- 衝撃を伴う使用は、変形や破損の原因となるためおやめください。
- お子様だけの使用は危険です。必ず保護者の責任の下でおつかいください。
- 使用後は、毛の根本まで充分洗い落とし、水をよく切って風通しの良い場所で保管してください。
- グリップは、ブラシを外して水でよく洗ってください。

ブラシの取付け・交換について

- ブラシを本体正面に向けカチッと音がするまでまっすぐに差し込みます。(図1)
- 毛先が曲がってきたら取り替えましょう。ブラシの交換目安は1週間です。(図2)
- ブラシの差し込みがゆるんできた場合は、グリップを新品に交換してください。

