

## エクスイディアルリブラ 保証書

本書は、ご購入日から下記期間中に故障が発生した場合には、保証書下に記載の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただいた個人情報の利用目的は、保証書下に記載しておりますのでご参照ください。

品番	EX-HA03-PG		
製造番号			
保証期間	本体ご購入日より1年間		
ご購入日	年	月	日
お客様	郵便番号		
	ご住所		
	お名前		
	電話番号		
ご購入先			

### 【無料修理規定】

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正しい使用状態で保証期間内に故障した場合、本書の記載内容に基づき無料修理させていただきます。
  - 無料修理をご依頼になる場合、ご購入先に本書をご持参ご呈示いただきお申し付けください。なお、持ち込みではなくご購入先もしくは弊社カスタマーサービスへ直接送付された場合、送料はお客様負担になります。
  - ご購入先に無料修理を相談されない場合、弊社カスタマーサービスへご相談ください。
- ご転居の場合の修理相談につきましては、ご購入先または弊社カスタマーサービスへご相談ください。
- ご購入品などで本書に記載のご購入先で無料修理を受けられない場合は、弊社カスタマーサービスへご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、原則として有償とさせていただきます。
  - 使用上の誤りおよび不当な修理、改造による故障および損傷
  - お買い上げ後の保管場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
  - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷
  - 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
  - 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷
  - 本書のご呈示がない場合
  - 本書にご購入日およびご購入先名、お客様名の記入のない場合、または字句を書き換えられた場合
- 消耗品の交換は有償とさせていただきます。
- 本書は、日本国内でのみ有効です。
- 本書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
 

■お客様の個人情報の取り扱いについて他

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、保証期間内の無料修理対応および安全点検などに利用させていただきます。ご了承ください。


※本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。本書を発行している保証責任者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な点がございましたら、ご購入先もしくは弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。

※保証期間経過後のアフターサービスについては、取扱説明書の「保証について」をご参照ください。

## 取扱説明書 / 保証書

Libra  
Exidéal

- P.1 - P.2 安全上のご注意
- P.3 同細物と各部の名称 / 特長
- P.4 プログラム / お使いになる前に
- P.5 使用方法
- P.6 使い終わったら / トラブルシューティング
- P.7 Q&A / アフターサービス
- P.8 保証について / 仕様



この度は、当社製品「Exidéal libra」をご購入いただき誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよく読んでから、本製品を使用していただきますようお願い申し上げます。  
また、この取扱説明書の裏面に保証書が付いておりますので、必ず大切に保管してください。

使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をお読みいただき、ご理解のうえ安全に正しく使用してください。

■この注意事項は、本製品を正しく使用いただき、使用される方や他の人への危害、損害を未然に防止するためのものです。

■注意事項は、次のように区分しています。

## 注意区分について

**危険** 人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容

**警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

**注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

## 図記号について

⊘ 禁止の行為を表示する記号

● しなければいけないことを表示する記号

### 危険

ペースメーカーや心電計など医療用電子機器をお使いの方は、医療用電子機器の誤作動をまねく恐れがありますので、使用しないでください。

### 警告

本製品を使用するときは、LED光を直接のぞき込まないでください。また、顔に照射するときは、必ず専用ゴーグルを使用してください。

顔や首、頭皮のケア目的以外での使用や、破損した本製品を使用しないでください。使用に際して肌および体調に不安のある方は、使用前に医師にご相談ください。

下記の皮膚トラブルをお持ちの方、および該当する肌には、使用しないでください。肌のトラブルが悪化する原因になります。

- ・光過敏症
- ・皮膚病、あるいは皮膚に関する既往症をお持ちの方
- ・皮膚炎(アトピー性皮膚炎、接触性皮膚炎、過度の日焼けなど)
- ・ニキビや吹き出物で化粧を伴う部位
- ・湿疹、腫れもの、およびウイルス性など
- ・紫斑
- ・黒皮症

下記の疾病に該当する方は、使用しないでください。思わぬ事故や、肌および身体のトラブルが生じる原因になります。

- ・急性疾患
- ・血液疾患(出血性疾患、血友病など)
- ・異常血圧で治療中ないしは経過観察中の方
- ・有熱性疾患
- ・悪性腫瘍
- ・伝染病(感染性疾患)
- ・顔面の神経障害
- ・交通事故による頭部および眼科的後遺症

下記の該当する肌や部位には、使用しないでください。思わぬ事故や、肌および身体のトラブルが生じる原因になります。

- ・敏感肌
- ・傷口

下記に該当する方は、使用しないでください。思わぬ事故や、肌および身体のトラブルが生じる原因になります。

- ・光の点滅に反応するてんかん発作のある方
- ・アレルギー体質
- ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方
- ・生理中の方
- ・妊娠中や産後1ヵ月、および授乳中の方
- ・飲酒後や薬(特に睡眠を誘う薬)を服用中の方
- ・疲労の激しい方、体調のすぐれない方、および安静を必要とする方
- ・体温38℃以上(有熱期)の方

充電用USBケーブルに傷みや異常な発熱がある場合は使用しないでください。火災や感電、ショート、火傷の恐れがあります。

充電用USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重い物を載せたりしないでください。火災や感電、ショート、火傷の恐れがあります。

### 警告

火への投入や加熱、高温での使用や放置をしないでください。発熱や発火、破裂の原因になります。

本製品を浴室や湿度の多いところに保管したり、水のかかりやすいところ(洗面台の上など)に置かないでください。劣化による火災や感電の恐れがあります。

引火性のもの(アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど)の近くで使用しないでください。火災や感電、ケガの原因になります。

車両運転中は使用しないでください。事故やケガの原因になります。

本製品を装着したまま睡眠しないでください。故障やケガ、トラブルの原因になります。

他の電気製品(美容機器など)を併用しないでください。故障やケガ、トラブルの原因になります。

次のような場合は、使用を中止し電源を切ってください。また、充電中の場合は本製品から充電用USBケーブルを抜いてください。火災や異常出力による火傷の恐れがあります。

●本製品からの発煙 ●本製品の異常発熱 ●本製品からの異音 ●本製品からの異臭 など

弊社の指定する修理技術者以外は、改造や分解、修理は絶対しないでください。発火や異常動作によるケガの恐れがあります。

本製品および充電用USBケーブルを水につけたりしないでください。感電やショートの原因があります。

濡れた手で充電用USBケーブルを抜き差ししないでください。感電やショートの原因があります。

髪が濡れているときは使用しないでください。感電やショートの原因があります。

使用しないとき、本製品のお手入れをするときは必ず電源を切ってください。感電やショート、発火の原因になります。

使用しないとき、本製品のお手入れをするときは必ず専用ゴーグルを外して保管してください。変形やひび割れなどの故障や破損の原因になります。

使い始めの方や敏感肌の方は、使用時間を短めにして肌の様子を見ながら使用してください。事故やトラブルの原因になります。

幼いお子様の手の届かない場所に保管してください。事故やトラブルの原因になります。

ペットおよび幼いお子様による使用や、本製品で遊ばせるなどしないでください。事故やケガの原因になります。

使用時間や使用頻度は、取扱説明書に従ってください。事故やトラブルの原因になります。

痛感や不調を感じたときは、使用をやめてください。事故やトラブルの原因になります。

### 注意

脱毛や剃毛処理をした当日は、同部位へ使用しないでください。腫れや赤みが出る恐れがあります。

本製品を折り曲げたり、落としたり、投げつけたり、強い衝撃を与えないでください。事故やトラブル、故障の原因になります。

本製品の上に物を載せないでください。

次のような場所には、保管しないでください。

- 直射日光の当たる場所 ●湿度の高い場所 ●粉塵の多い場所 ●引火の危険のある場所 ●風雨にさらされる場所
- 高温または零下の場所 ●化学薬品、ガスの発生する場所 ●振動の激しい場所

アルコール・シンナー・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤・中性洗剤などの薬品や殺菌・消毒剤で拭かないでください。変形や変色、ひび割れなどの故障や破損の原因になります。

必ず直流5VのUSB電源を使用してください。火災や感電、ケガの原因になります。


充電用USBケーブルを抜くときは、コードを引っ張らないように抜いてください。

イヤリングやネックレスなどの貴金属類は外してから使用してください。事故やトラブルの原因になります。


※この取扱説明書は、使用される方がいつでも読むことのできる場所に保管してください。  
※間違った使用方法や収納方法、保管方法により故障した場合は、保証期間内であっても保証対象外となり有償修理になります。

同梱物と各部の名称

● 本体



● 付属品



特長

光をまとう、美の“ながら”新習慣

LED美顔器のバイオニア「エクスイディアル」が作った最新のマスク型美顔器。こだわりの構造設計により、顔・首・頭皮の3部位をケアできる1台3役の機能性を実現しました。赤・黄・青の3つの光(波長)を独自に組み合わせたLEDプログラムが多様な肌悩みにアプローチ。ハンズフリーかつ視界を遮らない設計で、日常生活の中で“ながら美容”が可能です。

1 3ゾーンケアデバイス

こだわりの構造設計により、顔・首・頭皮のケアを1台で叶える美顔器が誕生。これにより、複数の機器を使い分ける必要なく、悩みの多い3部位を1台で効率よくお手入れできます。

2 ハンズフリー設計

装着したまま両手が自由に使えるハンズフリー設計。テレビを見ながら、仕事をしながらなど、日常の中で“ながら美容”が可能。忙しい毎日でも無理なく取り入れられます。

3 可動式LEDバー

美しさと機能性、使いやすさを追求した、エクスイディアルだけの可動式LEDバーを開発。4本の可動式LEDバーはコンパクトなのに広範囲に照射可能で、使用後はバーを閉じてスッキリ収納。さらに通気性にも優れているため、長時間使用しても蒸れずに快適にお手入れができます。

4 独自のLEDプログラム

赤・黄・青の3つの光(波長)のLEDを組み合わせたエクスイディアル独自の悩みみに沿ったプログラムを搭載。スイッチひとつでプログラムを切り替えることができ、1回4分から本格ケアが可能です。

5 パルス照射

高速パルス照射により、連続照射と比べて届く光の瞬間エネルギーが格段に高くなります。

プログラム

肌の状態やお悩みに合わせて3つのプログラムからお選びいただけます。

プログラム	特長	時間	おすすめ部位
キメ・ハリ	そろそろ年齢にあったケアが必要…そんなお肌のサインを感じたらエイジングケア*に適したこちらのプログラムで優しくケア。 ピンとハリ響くハリ感のある素肌に。 *年齢に応じたケア	4分	顔 首
思春期肌	乱れた生活リズムや食習慣等により繰り返して立ち戻ってしまう肌を、こちらのプログラムで、するするほどけるようなめらかな肌に。	4分	顔 首
頭皮ケア	頭皮や毛髪をすこやかに保つための年齢に応じたケアとして、また繰り返すカラーリングや紫外線を浴びた頭皮にもご使用いただけます。	4分	頭皮

お使いになる前に

◆充電する

購入後初めて使用するときや、バッテリー残量が少なくなったときは充電用USBケーブルを使用して充電してください。  
①コントローラー側面のUSB接続口(Type-C)に付属の充電用USBケーブルのType-Cプラグを接続します。  
②充電用USBケーブルのType-Aプラグを、お手持ちのUSB電源に接続して給電してください。

※5V1AのUSB電源推奨

- ③充電中は表示ランプが点滅し、充電が完了すると点灯します。  
・充電中、本体は操作できません。
- ④充電が完了したら、充電用USBケーブルを取り外します。  
・購入後初めて使用するとき、満充電にしてから使用してください。  
・初めて使用するときや長時間使用しなかったときは、満充電でも短時間しか使用できないことがあります。その場合は、再度充電してから使用してください。  
・付属の充電用USBケーブルの使用を推奨します。

充電時間	約180分	動作時間	約20分
------	-------	------	------

※電池残量や充電環境によって、充電時間や動作時間は前後します。

◆連続使用について

連続で使用する場合は12分以内を推奨します。

◆肌・頭皮について

顔に照射するときは、メイクを落とし洗顔後、お手持ちのスキンケアで肌を整えた状態で使用してください。使用する各部位の肌・頭皮の様子を見ながら使用してください。  
※肌・頭皮にトラブルが生じた場合は、使用を中止し医師にご相談ください。

◆アクセサリーについて

イヤリングやネックレスなどの顔や首周辺の貴金属類は外してから使用してください。

◆専用ゴーグルについて

本製品を顔に照射するときは、必ず専用ゴーグルを使用してください。  
専用ゴーグルのすれや滑りが気になるときは、鼻あて部分に付属の鼻パッドを貼り調整してください。


着脱方法

コントローラー内側にある専用ゴーグル差込み口に、専用ゴーグルの柄を先端から奥まで滑らせるように差し込んでください。  
イラストのように専用ゴーグル差込み口の根本部分をしっかりと指で押さえてから行ってください。  
※無理に抜き差しすると、故障や破損の原因になります。  
※必ず専用ゴーグルを使用してください。破損や故障、ケガの原因になります。  
※製品を使用しないときは必ず専用ゴーグルを外して保管してください。



## 使用方法

- ・【電源/プログラムボタン】を長押しし電源を入れます。  
→ビーツという音とともに【キメ・ハリ】の照射が自動的にスタートします。
- ・【電源/プログラムボタン】を短押しするたびに【思春期肌】→【頭皮ケア】→【キメ・ハリ】→【思春期肌】の順にプログラムが切り替わるので、お手入れに合わせて選択してください。
- ・プログラムを途中で終了する場合は、再度【電源/プログラムボタン】を長押ししてください。  
→ビーツという音とともに電源が切れます。
- ※プログラムの一時停止はできません。
- ※照射中にプログラムを切り替えると、新しいプログラムが4分間照射されます。



- ・4分間のプログラム終了後、ビーツという音とともに電源は自動で切れます。
- ・バッテリーが消耗した場合、ビビビビビビという音とともに表示ランプが5回点滅します。速やかに充電してください。

## 顔に使用する場合

- ①専用ゴーグルの装着  
専用ゴーグルの柄を先端から奥までしっかりと差し込みます。(P.4)
- ②美顔器の向きを確認  
Exidéalのロゴが右手側になるようにコントローラーを持ちます。
- ③美顔器の装着  
コントローラーを専用ゴーグルとともに顔の幅に合わせて左右に開き、イラストのように耳の前を挟むように装着します。
- ④LEDバーを開く  
ゆっくりとLEDバーを開きます。専用ゴーグルや美顔器がずれる場合は、ゴーグルの差込み具やコントローラーの装着位置、鼻パッドを調整してください。
- ⑤照射する  
【電源/プログラムボタン】を長押しし電源を入れ、お悩みに合わせたプログラムを選択してください。プログラム終了後、ビーツという音とともに電源は自動で切れます。

推奨プログラム  キメ・ハリ  思春期肌

## 首に使用する場合

- 首に使用するときは、専用ゴーグルの装着は不要です。
- ①美顔器の向きを確認  
Exidéalのロゴが右手側になるようにコントローラーを持ちます。
- ②美顔器の装着  
コントローラーを首の幅に合わせて左右に開き、イラストのように首元に装着します。
- ③照射する  
【電源/プログラムボタン】を長押しし電源を入れ、お悩みに合わせたプログラムを選択してください。プログラム終了後、ビーツという音とともに電源は自動で切れます。

推奨プログラム  キメ・ハリ  思春期肌

## 頭皮に使用する場合

- 頭皮に使用するときは、専用ゴーグルの装着は不要です。
- ①美顔器の向きを確認  
Exidéalのロゴが右手側かつ、LEDバーが上になるようにコントローラーを持ちます。
- ②美顔器の装着  
コントローラーを頭の幅に合わせて左右に開き、イラストのように耳の上を挟むように装着します。
- ③LEDバーを開く  
ゆっくりとLEDバーを開きます。
- ④照射する  
【電源/プログラムボタン】を長押しし電源を入れ、お悩みに合わせたプログラムを選択してください。プログラム終了後、ビーツという音とともに電源は自動で切れます。

推奨プログラム  頭皮ケア

## 注意

- ・専用ゴーグルを着脱するときは、必ずシリコンゴム部分を押さえながら行ってください。詳細については専用ゴーグルについて(P.4)をご参照ください。
- ・LEDバーは連動式です。1本だけを無理に広げたり閉じたりしないでください。

## 使い終わったら

- 汚れが気になる場合は、乾いた布でふき取ってください。
- シリコンゴム部分の汚れは、水を含ませて固く絞った布でふき取ってください。  
※化粧水や美容液がついた状態で放置しないでください。変色や劣化などの恐れがあります。
- ※本製品は防水仕様ではないため、水洗いはしないでください。
- ※電源を切った状態でお手入れしてください。
- ※アルコール・シンナー・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤・中性洗剤などの薬品や殺菌・消毒剤は使用しないでください。
- ◆保管について  
○使用しないときは、必ず専用ゴーグルを外し、本体のお手入れをしてから化粧箱に入れて保管してください。  
○ストーブ・ヒーターのそばや浴室などの高温多湿の場所、直射日光が当たる場所、不安定な場所での保管は避けてください。

## トラブルシューティング

トラブルの症状	考えられる原因	処置方法
電源が入らない。	電源/プログラムボタンが押されていない。	電源/プログラムボタンを長押しして電源を入れてください。
	充電不足。	充電を行ってください。(P.4)
使用中に電源が切れる。 充電しても数分しか使えない。	充電不足。	充電を行ってください。(P.4)
	使用中のプログラムが終了した。	各プログラムが終了すると自動で電源が切れません。
	充電電池の寿命。	充電電池の交換が必要です。弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。
充電が開始されない。	お手持ちのUSB電源がコンセントに差し込まれていない。	お手持ちのUSB電源のプラグをコンセントに差し込んでください。(P.4)
LEDが点灯しない。 一部が点灯しない。	内部の不具合。	電源を入れなおし、再操作してください。問題が解決しない場合は使用を中止し、弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。
4分以上経ってもプログラムが終了しない。	使用環境により終了時間は前後することがあります。	電源/プログラムボタンを長押しし、電源を切ってください。問題が解決しない場合は使用を中止し、弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。
本体が熱い。	長時間連続して使用している。	長時間連続して使用すると、本体がわずかに熱くなることがあります。電源を切り、時間を空けてから使用してください。問題が解決しない場合は使用を中止し、弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。

## 注意

上記トラブルシューティングに該当しない異常動作がある場合、弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。

Q&A

質問	回答
Q1 目には全く影響ないでしょうか？	直接視力などに影響することはありません。ただ、瞬間的に非常に強い光を見ると一時的に周りが暗く感じる事がありますので、LED光を直接のぞき込まないでください。また、顔に使用する場合は必ず専用ゴーグルを着用してください。
Q2 ニキビがある時も使用できますか？	炎症がひどいときは使用をお控えください。炎症が治まりましたら、少しずつ様子を見ながら使用してください。
Q3 日焼け直後に使用できますか？	日焼けは皮膚が紫外線により火傷している状態なので、数日間はお控えください。洗顔後、肌がつっぱった感じや痛み、その他の違和感が無ければ使用していただけます。
Q4 使用時間の制限はありますか？	使用時間の制限はありません。連続で使用の場合は1.2分以内を推奨します。
Q5 海外でも使用できますか？	本製品はUSB給電に対応しているため、海外でも使用可能です。必ず直流5VのUSB電源を使用してください。使用国によって、電圧やプラグの形状が異なる場合があります。渡航先に合ったものを準備ください。
Q6 付属品だけの購入はできますか？	専用ゴーグルのみ購入可能です。お買い上げ店舗、または公式オンラインショップよりご購入いただけます。
Q7 専用ゴーグル以外の市販のゴーグルを使用できますか？	本製品を使用するときは、必ず専用ゴーグルを使用してください。破損や故障、ケガの原因になります。
Q8 メイクの上から使用できますか？	メイクを落としてから(クレンジング・洗顔後)使用してください。化粧水や美容液などで肌を保湿した状態で使用してください。

アフターサービス

◆充電池について

- ・充電池は消耗品です。(保証対象外)
- ・充電しても稼働時間が極端に短くなった場合は、充電池の寿命と考えられます。
- ・充電池交換をご希望の場合は、ご購入先または弊社カスタマーサービス(P.8)へご相談ください。

◆廃棄について

- ・本製品はリチウムイオン充電池を使用しています。
- ・本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールにしたがって廃棄してください。

保証について

■保証書について

保証書は裏表紙に添付しております。必ずご購入先名やご購入日などの必要事項の記入をお確かめのうえ、本書を大切に保管してください。保証内容につきましては、必ずお読みください。

■保証期間について

保証期間はご購入日より1年間です。

■修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に取扱説明書の内容をお確かめください。なお異常がある場合は、本体から充電用USBケーブルを抜き、ご購入先または弊社カスタマーサービスへご相談ください。

※送付される場合の送料はお客様負担となります。修理後の配送料は弊社にて負担させていただきますので、予めご了承ください。

●保証期間中の場合

保証書の規定に従って修理いたします。ご購入先または弊社カスタマーサービスへ、保証書およびご購入日がわかるものを添えてご持参いただくか送付ください。

●保証期間を過ぎている場合

修理により製品機能が維持でき、使用できる製品は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。ご購入先または弊社カスタマーサービスへご相談ください。

■アフターサービスについてご不明の場合

弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。

仕様

MADE IN CHINA

使用電池	リチウムイオン充電池 3.7V 500mAh	充電時間	約180分
本体質量	約172g	定格入力(電源)	DC5V 1A
製品寸法	縦:約158mm 横:約138mm 厚み:約63mm 充電用USBケーブル:約1m	定格消費電力	5W(LED照射時)

※本製品は美容器であり、医療機器の効果・効能はありません。

株式会社ハスラック

◆美容事業部

〒106-0032  
東京都港区六本木1丁目9番10号  
アークヒルズ仙石山森タワー29階  
TEL:03-6206-6188 FAX:03-6206-6289

◆大阪商品センター

〒566-0055  
大阪府摂津市新在家2丁目2番6号  
TEL:06-6827-0307 FAX:06-6827-0304

エクスイディアル・カスタマーサービス

フリー  
ダイヤル **0120-034-503**  
受付時間 月～金(祝祭日を除く) 10:00～17:00

感谢您购买我司产品「Exidéal libra」请仔细阅读说明书后再对产品进行使用。  
使用说明书全文请手机扫描右方二维码阅览。



关于「Exidéal」系列产品有任何问题，  
可以中文咨询「Exidéal」小红书官方账号  
请手机扫描左方二维码跳转。

### 使用前 说明事项

- 请使用原装配套USB充电线，建议使用5V1A的USB电源。
- 面部照射时必须佩戴配套的原装护目镜。若护目镜出现滑动/偏移，请使用随附的鼻垫配件 进行调整。  
【安装方法】
- 将护目镜柄端完全插入机身侧面的专用插槽。
- 如示意图所示，拇指稳固按压插槽基座，保持镜腿与插槽平行匀速推进。  
※ 请勿不当插拔操作，以免造成故障或破损。  
※ 停用时应卸除护目镜单独存放。



### 美容模式

三大智能护肤模式，精准匹配不同肤况与护肤诉求。

美容模式	特长	时长	建议使用部位
细纹·弹力 年龄肌	当时光在肌肤留下痕迹，正是开启专属抗老护理的契机。 选择本护理程序，以温和之力应对岁月肌况， 重拾弹润饱满的年轻肤质。 ※ 针对熟龄肌的定制护理方案	4分	面部 颈部
青春期 肌肤护理	本护理程序为因生活作息紊乱、饮食习惯不佳而反复出现的肌 肤问题量身定制，助你重焕柔滑美肌，触感如丝般细腻嫩滑。 ※ 针对反复性肌肤问题的专项护理方案	4分	面部 颈部
头皮护理	针对头皮与发丝的健康养护需求，本护理程序特别推出专龄护理方案。 ◆ 适用于反复染烫、紫外线照射等造成的头皮损伤修复 ◆ 为不同年龄阶段的头皮提供精准养护 ※ 根据头皮状态定制的阶段性护理系统	4分	头皮

### 使用方法

- [电源/模式键] 长按开机。  
→ 提示音“哔”响起的同时，启动 [细纹·弹力年龄肌] 的模式护理。
  - [电源/模式键] 短按时，将依次循环切换 [青春期肌肤护理] → [头皮护理] → [细纹·弹力年龄肌] → [青春期肌肤护理]
  - 请根据护理需求选择合适的模式。
  - 强制终止程序，请长按 [电源/模式键]。  
→ 提示长音“哔——”响起同时自动切断电源。
  - ※ 模式不支持暂停。
  - ※ 照射时切换模式立即生效，将同步启动完整4分钟的新模式。
- 
- 长按电源键 开启本产品 提示音-哔哔  
 提示音-哔哔 提示音-哔哔哔  
 短按 短按  
 依次循环切换 ※ 长按电源键关闭本产品 (提示音-单次长音“哔”)
- 4分钟程序结束后，长音“哔——”响起，电源将自动关闭。
  - 当电池耗尽时，会发出“哔哔哔哔”的提示音，同时指示灯闪烁5次，请及时充电。※ 充电时，无法操作本机。

※ 请将本说明书存放在使用者随时可取阅的位置保管。  
※ 如因错误使用、收纳或保管方式导致故障，即使产品在保修期内，也将不予免费保修，属有价维修。

Thank you for purchasing our product "Exidéal libra".  
Please read this Manual carefully before using this product.  
Please check the QR code on the right for the full text of the Manual.



### Before Using

- Please connect the included USB charging cable to your USB power source to charge the battery.
- \*5V1A USB power source recommended.
- When irradiating this product to the face, be sure to use the dedicated goggles.
- If the goggles slip or slide, attach the attached nose pad to the nosepiece and adjust the goggles.

### How to attach the goggles

Insert the handle of the dedicated goggles into the socket on the inside of the controller by sliding it from the tip to the back.  
When installing or removing goggles, be sure to hold the base of the goggle slot firmly with your fingers as shown in the illust ration.



- \* Forcing it in or out may cause malfunction or damage to the goggles.
- \* When not using, be sure to remove the dedicated goggles and store it.


### Program List

You can select of programs according to your skin condition and troubles. For continuous use, 12 minutes or less is recommended.

LED Program	Features	Time	Area of Use
Texture/ Resilience	For age-appropriate care, aim for textured skin with tense.	4 Min	Face Neck
Adolescent skin	Support skin that becomes unstable due to disturbed life rhythms and dietary habits to smooth skin.	4 Min	Face Neck
Scalp care	Age-appropriate care to keep the scalp and hair in good condition. Used to care repeated coloring and UV-exposed scalp.	4 Min	Scalp

### How to Use

- Long press the Power/Program Button to turn on the power.  
→ The irradiation of [Texture/Resilience] will start automatically with beeping sound.
- Each time you press the Power/Program Button, the program will change in the following order:  
[Adolescent skin] → [Scalp care] → [Texture/Resilience] → [Adolescent skin]
- To power off the program while it is operating, long press the Power/Program Button again.  
→ The power will turn off with beeping sound.
- \* The program cannot be paused.
- \* Switch the button during irradiation, the new program will be started for 4 minutes.



- When the 4 minute program ends, the power turns off automatically with beeping sound.
- When the battery is runs out, the indicator lamp will flash 5 times with beeping sound. Charge the battery as soon as possible.  
\* While charging, the main body cannot be operated.

※ Please keep this warranty in an accessible place for easy reference.  
※ Misuse and incorrect storage of this product are not covered by the warranty, and repair is subject to charge even during the warranty period.