

エクスイディアルスフェラ 保証書

本書は、ご購入日から下記期間中に故障が発生した場合には、保証書下に記載の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただいた個人情報の利用目的は、保証書下に記載しておりますのでご参照ください。

| | | |
|------------------|-----------------|--|
| 品 番 | | |
| 製造番号 | | |
| 保証期間 本体ご購入日より1年間 | | |
| ご購入日 | 年 月 日 | |
| お客様 | 郵便番号 | |
| | ご住所 | |
| | お名前 | |
| | 電話番号 | |
| 購入先 | | |

【無料修理規定】

- 1)取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正しい使用状態で保証期間内に故障した場合、本書の記載内容に基づき無料修理させていただきます。
 - 無料修理をご依頼になる場合、ご購入先に本書をご持参ご示していただきお申し付けください。なお、持ち込みではなく購入先もしくは弊社カスタマーサービスへ直接送付された場合、送料はお客様負担になります。
 - 購入先に無料修理を相談されない場合、弊社カスタマーサービスへご相談ください。
- 2)ご転居の場合の修理相談につきましては、購入先または弊社カスタマーサービスへご相談ください。
- 3)ご贈答品などで本書に記載の購入先で無料修理を受けられない場合は、弊社カスタマーサービスへご相談ください。
- 4)保証期間内でも次の場合には、原則として有償とさせていただきます。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理、改造による故障および損傷
 - お買い上げ後の保管場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷
 - 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
 - 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷
 - 本書のご示しがない場合
 - 本書にご購入日および購入先名、お客様名の記入のない場合、または字句を書き換えられた場合
- 5)消耗品の交換は有償とさせていただきます。
- 6)本書は、日本国内でのみ有効です。
- 7)本書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様の個人情報の取り扱いについて他

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、保証期間内の無料修理対応および安全点検などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。本書を発行している保証責任者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な点がございましたら、購入先もしくは弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。

※保証期間経過後のアフターサービスについては、取扱説明書の「保証について」をご参照ください。

株式会社ハスラック

〒105-6306 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー6階

TEL : 03-6206-6188 FAX : 03-6206-6289


カスタマーサービス : 0120-034-503 月~金(祝祭日除く) 10:00~17:00

<https://www.exideal.jp>

取扱説明書／保証書

*Sphera
Exidéal*

- P.1-P.2 安全上のご注意
- P.3 同梱物・各部の名称
- P.4 ボタン・表示の説明
- P.5-P.6 製品の特長 / お使いになる前に
- P.7 準備する
- P.8 使い方
- P.9-P.10 プログラム一覧
- P.11 使い終わったら / アフターサービス
- P.12 Q&A
- P.13 トラブルシューティング
- P.14 保証について / 仕様
- P.15 保証書



この度は、当社製品「Exidéal sphera」をご購入いただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよく読んでから、本製品を使用していただきますようお願い申し上げます。
また、この取扱説明書の裏面に保証書が付いておりますので、必ず大切に保管してください。

haslux

株式会社ハスラック

安全上のご注意

Exidéal Sphera

使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をお読みいただき、ご理解のうえ安全に正しく使用してください。

■この注意事項は、本製品を正しく使用いただき、使用される方や他の人への危害、損害を未然に防止するためのものです。

■注意事項は、次のように区分しています。

注意区分について

危険 人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

注意 人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容

図記号について

禁止の行為を表示する記号

しなければいけないことを表示する記号

危険

ベースメーカーや心電計など医療用電子機器を使いの方は、医療用電子機器の誤作動をまねく恐れがありますので、使用しないでください。

警告

本製品を使用する際は、LED光を直接のぞき込みないでください。

顔や身体の美肌目的以外での使用や、破損した本製品を使用しないでください。使用に際して肌および体調に不安のある方は、使用前に医師にご相談ください。

下記の皮膚トラブルをお持ちの方、および該当する肌には使用しないでください。肌のトラブルが悪化する原因になります。

・光過敏症

・皮膚病、あるいは皮膚に関する既往症をお持ちの方

・皮膚炎(アトピー性皮膚炎、接触性皮膚炎、過度の日焼けなど)

・金属アレルギー

・ニキビや吹き出物で皮膚を伴う部位

・湿疹、腫れもの、およびイボ(ウイルス性など)

・紫斑

・黒皮症

下記の疾病に該当する方は、使用しないでください。思われる事故や、肌および身体のトラブルが生じる原因になります。

・急性疾患

・血液疾患(出血性疾患、血友病など)

・異常血圧で治療中ないしは経過観察中の方

・有熱性疾患

・悪性腫瘍

・伝染病(感染性疾患)

・内臓疾患

・顔面の神経障害

・交通事故などによる頭部および眼科的後遺症

・骨に異常のある方(骨粗しょう症、骨折など)

・急性疼痛性疾患(捻挫、内臓れなど)



禁止

下記に該当する肌や部位には、使用しないでください。思われる事故や、肌および身体のトラブルが生じる原因になります。

・敏感肌

・皮膚の自律神経障害(特に熱さを自覚できない方)

・膨らんだホクロ

・切り傷

・事故や整形などの手術部位

・インプラント(メタル・シリコン・プラスチックなどの埋め込み手術)の周辺

・まぶた、眼瞼、および目のくぼみの周辺

・のどぼけ

・口内や陰部、その他の粘膜など

・皮膚の薄い部位(骨のすぐ上)

・心臓付近

コードや専用ACアダプターに傷みや異常な発熱がある場合、またコンセントへの差し込みがゆるい場合などは、使用しないでください。火災や感電、ショート、火傷の恐れがあります。

コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重い物を載せたりしないでください。火災や感電、ショート、火傷の恐れがあります。

必ず交流100~240Vのコンセントで使用してください。また本製品専用ACアダプターを必ず使用してください。火災や感電、故障の原因になります。

イヤリングやネックレスなどの貴金属類は、外して使用してください。事故やトラブルの原因になります。

警告

本製品を浴室内や温湯の多いところに保管したり、水のかかりやすいところ(洗面台の上など)に置かないでください。劣化による火災や感電の恐れがあります。

火への投入や加熱、高温での充電や使用、放置をしないでください。本製品は充電式電池を内蔵しているので、発熱や発火、破裂の原因になります。

引火性のもの(アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど)の近くで使用しないでください。火災や感電、ケガの原因になります。

次のような場合、使用を中止し電源を切り専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。火災や異常出力による火傷の恐れがあります。

●本製品からの発煙 ●本製品の異常発熱 ●本製品からの異音 ●本製品からの異臭 など

弊社の指定する修理技術者以外は、改造や分解、修理は絶対にしないでください。発火や異常動作によるケガの恐れがあります。

水につけたりしないでください。感電やショートの恐れがあります。

使用しないとき、お手入れをするときは必ず電源を切ってください。感電やショート、発火の原因になります。

充電時以外は、専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

濡れた手で専用ACアダプターを抜き差ししないでください。また、充電端子に水が付着していないことを確認してから充電してください。感電やショートの恐れがあります。

本製品には非常に強い赤外線照射パルスプログラムが含まれているので、テレビやエアコンなど赤外線を使ったりモコン機器が動かない場合があります。万が一、誤作動やリモコンの使えない状況が発生した場合は、本製品の電源をお切りください。

子供の手の届かない場所に保管してください。事故やトラブルの原因になります。

ペットおよび幼いお子様による使用や、本製品で遊ばせるなどしないでください。事故やケガの原因になります。

使い始めの方や敏感肌の方は、使用時間を見短めて肌の様子を見ながら使用してください。事故やトラブルの原因になります。

使用時間や使用頻度は、取扱説明書に従ってください。事故やトラブルの原因になります。

痛感や不調を感じたときは、使用をやめてください。事故やトラブルの原因になります。

同じ箇所に当て��けず、必ず肌の上を動かしながら使用してください。火傷や低温火傷の原因になります。

注意

脱毛や剃毛処理をした当日は、同部位へ使用しないでください。腫れや赤みの出る恐れがあります。

本製品を落したり、投げつけたり、強い衝撃を与えないでください。事故やトラブルの原因になります。

本製品の上に物を載せないでください。

専用ACアダプターを抜くときは、必ずアダプターブラグを持ち、専用USBケーブルを引っ張らないように抜いてください。

次のような場所には、保管しないでください。

●直射日光の当たる場所 ●湿気の多い場所 ●火の危険のある場所 ●風雨にさらされる場所


●高溫または零下の場所 ●化学薬品、カスの発生する場所 ●振動の激しい場所

アルコール・シンナー・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤・中性洗剤などの薬品や殺菌・消毒剤で拭かないでください。変形・変色・ひび割れなどの故障や破損の原因になります。





※この取扱説明書は、使用される方がいつでも読むことのできる場所に保管してください。

※間違った使用方法や収納方法、保管方法により故障した場合は、保証期間内であっても保証対象外となり有償修理になります。

同梱物・各部の名称



ボタン・表示の説明



製品の特長

① 高輝度高出力の小型LED

チップ型LEDの採用かつ計算された配置設計により、コンパクトなハンディー美顔器でも高輝度高出力なLED(4波長65個)の搭載を実現。エステサロンでしか受けたことの出来なかった本格お手入れをご家庭でも。

② サークル光学設計

計算されたLED配置や角度、および鏡面仕上げの反射板(ミラーバネル)と肌の相互反射により、照射効率を120~130%アップさせた独自の光学設計が、より効率の高いフォトリートメントを可能にします。
*ミラー反射板がない美容器との比較になります。

③ パルス照射

高速パルス照射を採用することで、連続照射タイプのものと比べて届く光の瞬間エネルギーが格段に高くなります。

④ 耐水加工

ハンディータイプだけの特別仕様。たっぷりのスキンケアと合わせても安心してお使いいただけます。
*防水仕様ではありません。

⑤稼働時間



最長60分使用可能*。長時間使えるから旅行にも。 *プログラムによる

⑥ 高感度タッチセンサー

イオンヘッドが肌から離れると自動でLED減光・バイブレーション減速。
スタンバイモードで60秒間操作がなかった場合は、自動で電源オフ。
安心設計の省エネモードが実現しました。

⑦ ホールドリング

リングに指を通して本体を持つことで、安定感が出て持ちやすさがUP。
バイブレーション機能や長時間の操作が安定し、落下防止の役目も果たしてくれます。



⑧ ボディケア可能

顔はもちろん体のあらゆる箇所でお使いいただけます。
お手入れしにくいヒップやデコルтеにも、LED+αの機能でお手軽ケア。

⑨ 旅行先・出張先でも

日本国内はもちろん、世界中*でお使いいただけます。*100~240V対応国

◆イオン導出

普段のクレンジングでは落としきれない汚れを、プラスイオンの吸引力で浮かせます。

◆イオン導入

マイナスイオンの微弱電流が、肌の角質層まで美容成分を浸透させます。

◆バイブレーション機能

プログラムに合わせて振動が変化する連動モードと、弱・強の3つのモードを搭載。
独自円運動の全方位振動により優しく細やかに肌をタッピング、トリートメントケアをサポートします。

お使いになる前に

| | |
|------------|--|
| 使用頻度について | 1日合計20分以内で使用してください。 |
| 肌について | 使用前に、お使いになる化粧品ごとにパッチテスト(皮膚試験)を必ず行ってください。(P.7) ※肌トラブルを事前にチェックするための簡単なテストです。 素肌(メイク落とし・洗顔後)の状態で使用してください。 肌の様子を見ながら使用してください。 ※肌にトラブルがあった場合は、その化粧品での使用を中止して医師にご相談ください。 |
| アクセサリーについて | イヤリングなど、顔や首周辺のアクセサリーは、外して使用してください。 |

準備する

◆充電する

初めてお使いになる際や、バッテリーが消耗した際は専用 AC アダプターで充電してください。

- ① 専用ACアダプターのUSBジャックにUSBプラグを差し込みます。
- ② 本体下部のACアダプター接続口にアダプタープラグを差し込みます。
- ③ コンセントに電源プラグを差し込みます。
- ④ 充電が始まると本体のバッテリー残量表示が点滅します。
- ⑤ 充電が完了すると、バッテリー残量表示は消灯します。

●充電時間の目安：約90分～150分

稼働時間：約25分～60分

充電推奨温度：約15°C～35°C

※使用するプログラム・使用環境により異なります。

※充電中、本体は操作できません。

※充電後使用する際は、アダプタープラグを外してください。

※使用中にバッテリーがなくなると電源オフサウンドが鳴り、

バッテリー残量(25%表示)のみ3秒点滅した後、自動で電源が切れます。

※電源が入った状態でコンセントに電源プラグを差し込むと自動で電源が切れ、充電が開始されます。

<警告> ・必ず専用ACアダプターを使用してください。事故や故障の原因になります。

・ショートを起こす恐れがありますので、本体とアダプタープラグを先に接続してください。

◆パッチテスト(皮膚試験)

本製品や化粧品を初めてお使いになる際は、肌のトラブルを防ぐために必ずテストを行ってください。

① パッチテストを行う部位(腕の内側)を石けんで洗い、タオルなどでふき取る。

② 腕の内側に化粧品(化粧水・美容液)を塗り、イオンプログラム(P05・P06)を選ぶ。

③ 本体のイオンヘッドを腕の内側に動かしながら約3分間あてる。

●48時間以内に異常がなければ本製品を使用してください。

※肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。

※肌に合わないときは使用しないでください。

＜ホールドリングについて＞

・リングは下から上に向かって起こしてください。

※リングは90°以上開かないでください。

また、土台部分は固定されていますので、無理に開いたり、回転させないでください。破損や故障の原因になります。

・必ずホールドリングに指を通した状態で本体を持ってください。

※ホールドリングに指を通したまま、歩かないでください。

・プログラム動作中は、手元電極に触れるように持ちながら使用してください。








充電中 → 充電完了



充電中 充電完了

プログラム一覧

6つのプログラムとバイブレーション機能の組み合わせを肌の状態やお悩みに合わせてお選びいただけます。

| プログラム | 特長 | 機能 | 時間 | バイブ 機能 | 使用頻度 (目安) |
|-------------|---|---|-----|-----------|--------------|
| P01 キメ・ハリ | 年齢に応じたエイジングケアとして、ハリ感のあるキメの整った肌を目指します。 | LED  | 約5分 | ○ | 毎日 でも可 |
| P02 思春期肌 | 乱れた生活リズムや食習慣等で不安定になるお肌を、なめらかな肌へサポートします。 | LED  | 約5分 | — | 毎日 でも可 |
| P03 肌荒れ・乾燥肌 | 一年中気になる乾燥や肌荒れ、不規則な生活でゆらぎがちな肌をケアします。 | LED  | 約5分 | ○ | 毎日 でも可 |
| P04 輝き肌 | 外出時など外部環境の影響を受けるお肌には、こちらのアフターケアプログラムで輝くようなツヤ肌へ。 | LED  | 約5分 | ○ | 毎日 でも可 |



| プログラム | 特長 | 機能 | 時間 | バイブ 機能 | 使用頻度 (目安) |
|-----------|--|---|-----|-----------|--------------|
| P05 イオン導出 | 洗顔では落としきれない汚れを浮かせ、古い角質を取り除きたいときにお使いください。 | LED+イオン導出  | 約5分 | ○ | 週に 2~3回 |
| P06 イオン導入 | 肌の角質層まで美容成分を浸透させたいときにお使いください。 | LED+イオン導入  | 約5分 | ○ | 週に 2~3回 |

使い終わったら

◆お手入れの仕方

- ①LED点灯部・イオンヘッドの汚れは、水を含ませて固く絞った布でふき取ります。
※電源を切った状態でお手入れしてください。
- ※アルコール・シンナー・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤・中性洗剤などの薬品や殺菌・消毒剤は使用しないでください。
- ※化粧水や美容液がついた状態で放置しないでください。
- ※本体の汚れは専用クリーニングクロス、もしくは乾いた布でふき取ってください。
- ※本製品は防水仕様ではないため、水洗いはしないでください。

◆保管の仕方

- 長時間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源を切り、専用ACアダプターを本体とコンセントから抜いて専用ポーチに収納し、保管してください。
- ストーブ・ヒーターのそばや浴室などの高温多湿の場所、直射日光が当たる場所、不安定な場所での保管は避けてください。

アフターサービス

◆充電池について

- ・充電池は消耗品です(保証対象外)。
- ・充電しても稼働時間が極端に短くなった場合は、充電池の寿命と考えられます。
- ・充電池交換をご希望の場合は、ご購入先または弊社カスタマーサービス(P.14)へご相談ください。

◆廃棄について

- ・本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールにしたがって廃棄してください。
- ・本製品はリチウムイオン充電池を使用しています。

Q&A

| | 質問 | 回答 |
|-----|---------------------------------|--|
| Q1 | LEDってなんですか? 色が美容に良いのですか? | Light Emitting Diodeの略です。特定の光(波長)を持つことが特徴で、家電製品や表示に使われている半導体です。また光の色そのものは特定の周期を持った波から出来ており、波の周期を波長といいます。この波長により角質層への浸透力が違います。美容目的の本製品は、特に波長や強度を重視して厳選したものを使用しています。 |
| Q2 | 目には全く影響ないのでしょうか? | 直接視力などに影響する事はありませんが、瞬間に非常に強い光を見る一時的に周りが暗く感じる事がありますので、LED光を直接のぞき込みないでください。 |
| Q3 | にきびがある時は使えますか? | 炎症がひどい時はお休みしてください。炎症が治りましたら、少しずつ様子を見ながら、再開してください。 |
| Q4 | 日焼け直後ヒリヒリしてる時に使用してもいいですか? | 日焼けは肌の表皮が紫外線により火傷した状態ですので、少なくとも3日は使用をお控えください。洗顔後、肌がつっぱった感じや痛み、その他の違和感が無ければ安心して使用していただけます。 |
| Q5 | 海外でも使えますか? | 100-240Vまで対応しておりますので、使用可能です。使用国の電圧をお確かめの上、コンセントの形状を合わせていただければ変圧器も必要ございません。 |
| Q6 | どれくらいの時間、使用すればいいですか? | 1日の目安としては、約20分です。一度に長時間使用するよりも、毎日少しづつ続けてトリートメントされることをお勧めします。 |
| Q7 | お風呂で使用できますか? | 本製品は防水仕様ではありませんので、お風呂やシャワーでのご使用や水洗いはしないでください。 ※水が付いた状態、湿気の多い場所での保管はしないでください。 |
| Q8 | メイクの上から使用できますか? | メイクを落としてから(クレンジング・洗顔後)使用してください。化粧水や美容液等で肌を保湿した状態で使用してください。 |
| Q9 | 付属品だけの購入はできますか? また、修理はできますか? | どちらも可能です。ご購入先または弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。 |
| Q10 | 充電池の寿命はどれくらいですか? | 充電池の寿命は3年程度です。(本体の保証期間はご購入日より1年間ですが、充電池を含む消耗品は保証対象外になります。) |

トラブルシューティング

| トラブルの症状 | 考えられる原因 | 処置方法 |
|---------------------------------------|--|---|
| 電源が入らない。 | → 電源/プログラムボタンが押されていない。 → バッテリーが消耗している。 | → 電源/プログラムスイッチを長押し(約3秒)して電源を入れてください。 → 充電を行ってください。(P.7) |
| 使用中に電源が切れる。/ 充電しても数分しか 使えない。 | → バッテリーが消耗している。 → オートオフ機能が働いた。 ※スタンバイモードで60秒間 操作がないと自動で電源オフ → 使用中のプログラムが終了した。 → 充電池の寿命。 | → 充電を行ってください。(P.7) → 電源/プログラムスイッチを再度押し、電源を入れて使用してください。 → 各プログラム(約5分)が終了すると自動で電源が切れます。 → 充電池の交換が必要です。弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。 |
| 充電が開始されない。 | → 専用ACアダプターがコンセントに差し込まれていない。 | → 専用ACアダプターのプラグをコンセントに差し込んでください。(P.7) |
| LEDが点灯しない。 /一部が点灯しない。 | → スタンバイモードになっている。 → 内部の不具合。 | → 電源/プログラムボタンを押し、プログラムを選択してください。 |
| | → 近赤外線の光は、無色透明ですので照射中でも目には見えません。 | → 電源を入れなおし、再操作してください。問題が解決しない場合は使用を中止し、弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。 |
| バイブレーションが起動しない | → バイブレーション機能がオフになっている。 → P02(思春期肌プログラム)を選択している。 | → バイブレーションボタンを押し、好みのモードを選択してください。 → P02を使用中は、プログラム上バイブレーション機能の併用はできない為、起動しません。 |
| プログラム使用中にLED照射が消える。 /バイブレーションが止まる。 | → イオンヘッド部分が肌から離れている。 → 内部の不具合。 | → イオンヘッド部分にはタッチセンサーが搭載されていますので、プログラム動作中は肌から離さず使用してください。イオンヘッドが肌から離れると、LED照射は自動減光、バイブレーションは自動低速モードになります。 → 使用を中止し、弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。 |
| イオン導出・イオン導入が弱い、感じない。 | → イオンはほどんど体感がありません。また、感じ方には個人差があります。 | |
| 本体が熱い。 | → 長時間連続して使用している。 | → 長時間連続して使用すると、本体がわざわざ熱くなることがあります。電源を切り、時間を空けてから使用してください。問題が解決しない場合は使用を中止し、弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。 |

注意

上記トラブルシューティングに該当しない異常動作がある場合、弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。

保証について

■保証書について

保証書は裏表紙に添付しております。必ずご購入先名やご購入日などの必要事項の記入をお確かめのうえ、本書を大切に保管してください。保証内容につきましては、必ずお読みください。

■保証期間について

保証期間はご購入日より1年間です。

■修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常がある場合は、電源プラグを抜き、ご購入先または弊社カスタマーサービスへご相談ください。

※送付される場合の送料はお客様負担となります。後の配送料は弊社にて負担させていただきますので、予めご了承願います。

●保証期間中の場合

保証書の規定に従って修理いたします。ご購入先または弊社カスタマーサービスへ、保証書およびご購入日がわかるものを添えてご持参いただきか送付ください。

●保証期間を過ぎている場合

修理により製品機能が維持でき、使用できる製品は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。ご購入先または弊社カスタマーサービスへご相談ください。

■アフターサービスについてご不明の場合

弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。

仕様

MADE IN JAPAN

| | | | |
|--------|----------------|----------|------------------------------------|
| 使用電池 | リチウムイオン充電池 | 定格入力(電源) | DC5V 0.5A |
| 定格消費電力 | 2.5W(最大) | 充電時間 | 約90分～約150分 ※室温15°C～35°Cにおいて |
| 本体質量 | 約155g | LED出力波長 | 470nm～940nm |
| 製品寸法 | 約W90×H40×D95mm | 適正温度 | 使用温度範囲0°C～+40°C 保管温度範囲0°C～+45°C |

※本製品は美容器であり、医療機器の効果・効能はありません。

株式会社ハスラック

◆美容事業部

〒105-6306

東京都港区虎ノ門1丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー6階

◆大阪商品センター

〒566-0055

大阪府摂津市新在家2丁目2番6号

TEL:06-6827-0307 FAX:06-6827-0304

エクスティアル・カスタマーサービス

フリー
ダイヤル 0120-034-503

受付時間 月～金(祝祭日を除く) 10:00～17:00

安全须知

使用前, 请务必阅读安全注意事项, 在理解的基础上安全正确使用。

危险

对于使用起搏器、心电图扫描仪等电子仪器客户, 有可能会造成医疗电子器械无法正常运行, 所以请不要使用。

警告

使用本产品时, 请勿直视LED灯。

请勿将本产品用于面部或身体美肤目的以外的用途, 或使用已损坏的本产品。
如对肌肤或身体情况感到不安, 请在使用前咨询医生。

如存在以下皮肤问题或不适于该类肌肤时请勿使用。
以免造成肌肤问题恶化。

光过敏症
· 患有皮肤病或皮肤相关疾病的人群
· 皮肤炎 (特应性皮炎、接触性皮炎、过度晒伤等)
· 金屑过敏
· 因粉刺、暗疮等原因为脸部位
· 痘痘、肿胀、疣 (病毒性等)
· 紫斑
· 黑皮症

请勿将本产品用于下述皮肤或部位。
以免造成意外事故, 或肌肤及身体问题。
敏感肌肤
· 皮肤初觉障碍 (尤其是无法感知热度的人群)
· 启动按钮
· 划伤
· 事故或整形手术部位
· 皮肤割伤 (鞋底、塑胶、塑料等)
· 的人造手术上
· 眼膜、眼球与眼周周围
· 哺乳
· 口腔、阴部、其他粘膜等
· 皮肤娇嫩的部位 (骨头上方)
· 心脏附近

患有下述疾病的群众请勿使用。
以免造成意外事故, 或造成肌肤及身体问题。

急性炎症
· 血液病 (出血性疾病、血友病等)
· 因感染而引起的炎症 (感染治疗后仍持续的人群)
· 发热者
· 恶性肿瘤
· 传染病 (感染性疾病)

内脏疾病
· 胃溃疡
· 胃炎
· 胃部肿瘤
· 胃部手术导致头部或眼部后遗症
· 骨骼处在异常的人群 (骨质疏松症、骨折等)
· 先天性畸形 (损伤、肌肉拉伤等)

以下情况下请停止使用并切断电源, 从插座上拔下专用AC适配器。以免因火灾或异常输出导致烧伤。

● 本公司产品 ● 本产品异常发热 ● 本产品发出异味 ● 本产品散发异味等

除本公司指定的维修技术人员外, 切勿擅自进行改造、拆卸或修理。以免起火或异常运行导致受伤。

请勿浸泡在水中。以免造成触电或短路。

不使用或进行清洁时请务必关闭电源, 以免导致触电、短路、起火。

除充电以外, 请从插座上拔下专用AC适配器。以免因绝缘老化导致触电、漏电、火灾。

请勿用湿手接触AC适配器。此外, 在充电之前, 请确保充电端子上未沾有水, 以免造成触电或短路。

请本产品包含极强红外线照射脉冲程序, 可能造成电视或空调等使用红外线的遥控设备无法正常运作。万一出现操作异常或无法使用遥控器的情况, 请关闭本产品电源。

请放置在儿童无法触及之处保管, 以免造成事故或故障。

请勿让宠物或年幼儿童使用本产品, 或让其使用本产品玩耍, 以免导致事故或受伤。

首次使用或肌肤敏感的人群请缩短使用时间, 并在使用时注意肌肤状况, 以免造成事故或故障。

使用时间与使用频率请以说明书为准, 以免造成事故或产生问题。

感到疼痛或不适时请停止使用, 以免造成事故或产生问题。

请勿长时间使用在相同部位, 请务必在肌肤上滑动使用, 以免造成灼伤或低温灼伤。

注意

● 在进行脱毛或刮毛处理的当天, 请勿在同部位使用本产品。以免造成肿胀或发红。

● 请勿摔落、抛掷本产品, 或让其受到强烈冲击, 以免造成事故或故障。

● 拆除专用AC适配器时, 切勿拉扯电线, 请务必手持适配器插头将其拔出。

● 请勿保管在如下场所:

● 阳光直射场所 ● 高温场所 ● 多粉尘场所 ● 有着火危险性的场所 ● 暴露于风雨中的场所 ● 高温或零下的场所 ● 会产生化学药品、气体的场所 ● 振动剧烈的场所
● 请勿使用酒精、信那水、挥发油、碱性洗剂、漂白剂等药品或杀菌、消毒剂擦拭。以免造成变形、变色、开裂等故障或被损。

使用前注意事项

使用频率: 1天合计使用时间请控制在20分钟以内。

有关肌肤:

使用前请务必对各个化妆品进行过敏测试 (皮肤测试)。*为了提前检查肌肤问题的简单测试。

过敏测试 (皮肤测试)

- 1 使用肥皂清洗进行过敏测试的部位 (手臂内侧), 并用毛巾等擦拭干净。
- 2 将化妆品 (化妆水、精华) 涂抹于手臂内侧, 选择离子导出 (P05) 或离子导入 (P06)。
- 3 将手机的电极部分贴在手臂内侧, 滑动本产品照射该处大约3分钟。


48小时内没有异常方可使用本产品。

*请务必注意肌肤有无异常后使用。

*不适合自身肌肤时请勿使用。

操作方法

程序显示/电池电量显示



①拿持时将手指穿过指环 (食指), 确保接触到底端电极。

②打开电源, 选择程序。

· 长按电源按钮打开电源, 变为待机模式 (启动声 - 待机模式: 电池电量显示状态)

· 短按后会切换各LED程序 (P01~P04) 或离子程序 (P05, P06), 并自动开始照射。

· 于各程序运行中按下调控按钮将启动振动功能 (连动模式)

*在待机模式、各程序运行中长按电源按钮将关闭电源。(电源关闭声 - 电池电量显示1秒 - 电源关闭)

*按戴自动关机功能, 结束程序后自动关闭电源。同时, 在待机模式下60秒未进行操作时将自动关闭电源。

(电源关闭声 - 电池电量显示1秒 - 电源关闭)

● LED程序 (P01~P04)

· 请配合肌肤状态及目的选择程序。

· 各程序的详细内容请浏览程序一覽。

● 离子导出程序 (P05)

· 请在打湿肌肤的状态下使用。

· 护理后请使用沾有清洁化妆水的化妆棉擦拭或轻轻冲洗肌肤。

● 离子导入程序 (P06)

· 涂抹化妆水、精华 (含有维生素C、维生素C衍生物的化妆品) 使用。

③将离子头、LED亮灯部位贴住肌肤, 缓慢滑动。

· 由于搭载有接触传感器, 因此在使用过程中请勿让离子头离开肌肤表面。

· 程序 (约5分钟) 结束后将会鸣响电源关闭声并自动关闭电源。

【离子程序按钮】

· 于待机模式、各LED程序运行中按下按钮后将切换为离子程序, 离子导出程序 (P05) 将会自动启动。

· 每次按下按钮可切换离子程序 (P05/P06)。

【振动按钮】

· 于各程序运行中按下按钮后将启动振动功能 (连动模式)。

· 每次按下按钮可进行连动模式 - 弱 - 强 - OFF的切换。

*变更设置时, 振动功能将会自动切换为OFF, 此时请重新设置。

*无法单独使用振动功能。

*因程序原因, P02无法同时使用振动功能, 因此不会启动。

*使用后请洁面, 并放入专用化妆包进行保管。

售后服务

◆ 电池

· 充电电池为耗材。(非保修对象)

· 充电后运行时间仍然很短时, 可能是因为充电电池已到寿命。

· 希望更换充电电池时, 请咨询购入店或本公司客服。

◆ 废弃

· 请根据所在地的分类规则废弃本产品。

· 本产品使用锂离子充电电池。

关于保修

■ 关于保修卡

保修卡在产品附带说明书底面。请务必填写购入店、购入日期等事项, 并妥善保管。

请仔细阅读保修卡内容。

■ 保修期

自购买日起一年。

■ 办理维修

在申请前, 请再次确认说明书内容, 若有异常, 请拔除电源联系购入地或者本公司售后服务。

*维修费由客户承担, 维修后返寄费用由我司承担。望知悉。

■ 保修期内

根据保修卡内容进行维修。请将保修卡一同送至购入店或我司服务处。

■ 保修期外

提供有偿维修服务, 请咨询购入店或我司售后服务。

■ 有关售后的疑问

请咨询我司客服。

使用说明书全文 (中文版), 请在此链接处查看



Safety & Notes

Please read this instruction manual carefully and use the product safely and correctly.

Danger

Persons who use heart pacemaker or electro-medical apparatus may cause malpractice. Please do not use this product.

Warning

When using this product, do not look directly into LED light.

Do not use this product for any other purposes than making your face and body beautiful, or do not use the broken product. If you have any concerns about your skin and physical condition when using, please consult a doctor before using.

For those who have any skin problems listed below, please do not use this product. It may worsen skin problems.

- Those who have skin disease or medical history of skin problems
- Dermatitis (Atopic dermatitis, Contact dermatitis, excessive sunburn, etc.)
- Metal allergy
- Areas with purulence due to acne and pimple
- Eczema, swelling, and warts (including virus)
- Purpura
- Melasma

Do not use this product on the skin and the areas that follow below. It may cause unexpected accidents or skin and body problems.

- Sensitive skin

- Skin Paresthesia (especially those who cannot recognize heat)

- Bulging mole

- Cut

- Surgical site due to accidents and orthopedic surgery

- On implant/fimplant surgery metal / silicon / plastic, etc.)

- Around the eyelids, eyeballs, and hollows around eyes

- Adam's apple

- Mouth and genital area, other mucous membrane

- Thin skin area (immediately above the bone)

- Around the heart

For those who have any disease listed below, please do not use this product.

It may cause unexpected accidents or skin and body problems.

- Acute disease

- Blood disease (hemorrhagic disease, hemophilia, etc.)

- Those who are being under treatment or being followed up for blood pressure

- Fehile disease

- Malignant tumor

- Epidemic (Infection diseases)

- Visceral diseases

- Fever

- Head and ophthalmology sequelae due to traffic accidents

- Those who have any abnormality in bone (osteoporosis, fracture, etc.)

- Acute pain disease (sprain, muscle strain, etc.)

In the following cases, please stop using this product, turn the power off, and unplug the dedicated AC adapter from the outlet. There is a risk of fire or burns due to abnormal output.

●Smoke from this product ●Abnormal heating from this product ●Abnormal noise from this product ●Odor from this product

Never modify, disassemble or repair this product except by repair service engineers designated by us. There is a risk of fire or injury due to abnormal operation.

Do not soak this product in water. There is a risk of electric shock or short circuit.

Be sure to turn the power off when not in use or when cleaning this product. It may cause electric shock, short circuit, or fire.

Unplug the dedicated AC adapter from the outlet except when charging. It may cause electric shock or earth leakage fire due to insulation deterioration.

Do not connect or disconnect the dedicated AC adapter with wet hands. Also, make sure there is no water on the charging terminal before charging. There is a risk of electric shock or short circuit.

This product contains a very strong infrared irradiation pulse program, infrared remote control devices such as television or air conditioner may not work. In the event that malfunction or any situation where remote control cannot be used, please turn off the power of this product.

Keep this product out of reach of children. If not, it may cause accidents and problems.

Do not use with pets or young children, and do not let them play with this product. If not, it may cause accidents or injury.

For those who use this product for the first time or who have sensitive skin, shorten usage time to use it while checking the skin condition. If not, it may cause accidents and problems.

Follow the instruction manual for usage time and frequency. If not, it may cause accidents or problems.

If you feel pain or discomfort, stop using this product. If not, it may cause accidents and problems.

Do not keep applying this product on the same area and be sure to move it on the skin. If not, it may cause burns or low temperature burns.

Caution

On the day of hair removal or shaving process, do not apply this product on the same area. There is a risk of swelling and redness.

Do not drop, throw, and give a strong shock on this product. If not, it may cause accidents and problems.

Do not place anything on this product.

Not to store this product in the following places.

●Place exposed direct sunlight ●Face with high humidity ●Place with a lot of dust ●Place where there is a risk of ignition

●Place exposed to water or rain ●Face at high temperature or below zero ●Place where chemicals or gas are generated

●Place with violent vibration

Do not wipe this product with chemicals such as alcohol, thinner, benzene, alkaline detergent, bleach, or disinfectant. If not, it may cause malfunction such as deformation, discoloration, crack, or damage.

Before using

Frequency of use : Use within 20 minutes in total a day.

About skin : Before you use, be sure to perform a patch test (skin test) for each cosmetic you use.

This is a simple test to check any skin problems in advance.

- Patch test (skin test)**
- 1 Wash the area (inside the arm) to be performed a patch test with soap, and cleanly wipe with towels.
 - 2 Apply cosmetics (lotion, beauty essence) inside part of the arm, and select the desincrustation(P05) or ioncleanse(P06).
 - 3 Apply the Ion head to the same area above, keep moving for about 3 minutes.
- If there is no abnormalities within 48 hours, you can use this product.
- * Be careful with any abnormalities on your skin when you use.
- * Do not use the product if it does not suit your skin condition.

How to use

Program / Remaining battery indication on display

| | | |
|--|------|---|
| | 100% | In standby mode, the value of remaining battery blinks. |
| | 75% | Lights up while each LED program (P01 to P04) is running. |
| | 50% | Blinks one by one while ion program (P05 / P06) is running. |
| | 25% | When turn off the power, the value of remaining battery indicates for 1 second. |

Remaining battery display

①Put your finger (index finger) through the hold ring to hold the main body so that you can touch the hand electrode with hand.
②Turn the power on and select the program.

-Long press the power button to power on and enter standby mode. (startup sound → standby mode:remaining battery indicated)
-By a short press, you can switch LED program (P01 to P04) or ion program (P05 / P06).

-When you press the operation button while each program is running, vibration function (interlocking mode) will activate.
※ Long press the power button to power off both in standby mode and during each program operation. (power off sound → remaining battery indicated for 1 second → power off)

※ Auto-off function built-in: When the program ends, the power turns off automatically.

In addition, if there is no operation for 60 seconds in standby mode, the power turns off automatically. (power off sound → remaining battery indicates for 1 second → power off)

●LED program (P01 to P04)

Please select the program according to your skin condition and troubles.
For the details of each program, please refer to the program list .

●Desincrustation program (P05)

Please use it with your skin wet.
After the treatment, please wipe off with cotton cloth soaked with lotion, or rinse off lightly.

●Ionophoresis program (P06)

Please use it with lotion / beauty essence (contains vitamin C, vitamin C derivative).
-Put the ion head and LED lighting part on the skin and move it slowly.

-Touch sensor is equipped, please keep the ion head touching the skin while using it.

-When the program (about 5 minutes) ends, the power-off sound is emitted and the power turns off automatically.

【Ion program】

-Press the button in standby mode or during each LED program operation switches to ion program, and desincrustation (P05) starts automatically.

-Each time you press the button, ion program (P05/P06) can be switched.

【Vibration function】

-Pressing the button while each program is running activates vibration function (interlocking mode).

-Each time you press the button, you can switch the Interlocking mode → weak → strong → OFF.

※ If the program is changed, vibration function will be automatically turned off. please set it again.

※ You cannot use vibration function without program.

※ P02 will not activate the vibration function because they cannot be used together in the program.

④Care for the main body after using and store it in the dedicated porch.

After-sales service

Rechargeable battery

◆Rechargeable battery
-Rechargeable battery is a consumable item. (Not covered by warranty)

-If the operating time is extremely short after charging, it is considered that the rechargeable battery has reached the end of life.
-If you want to replace the rechargeable battery, please contact the place of purchase or our customer service.

How to dispose

-When you dispose this product, please dispose it in accordance with your local regulations for sorting.

-This product uses lithium ion rechargeable battery.

After-purchase service

Warranty

The warranty is attached to the back cover. Please fill in all necessary information such as location purchased and the date of purchase and keep it safe.

Please read this warranty description carefully.

Warranty period

The guaranteed term is one year from the date of purchase.

Request for repair

Please contact our customer service if you still have problems after troubleshooting.

※ Shipping costs shall be borne by the customer. We pay shipping costs after repair.

During warranty period

We will repair without charge according to the regulations of warranty. Please bring or send the product with this warranty and the proof-of-purchase, which can verify the date of purchase.

After warranty period

We will repair with charge based on the needs of customers. Please contact the original distributor or our customer service.

If any unsure about after service

Please contact our customer service.

Please check this website for full text of the Manual / Warranty(English).

