

THANK YOU.

## 保証書

本書はご購入の日から下記期間中に故障が発生した場合に、本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。ご購入いただく個人情報の利用は下記に記載しております。

### 〈保証規定〉

1. 取扱説明書等の注意事項や禁忌事項に従った使用状態で保証期間内に故障した場合は、本体およびアタッチメント(クシ部分を除く)はご購入日より1年間、クシ部分および専用充電ACアダプター・専用充電ケーブルは半年間無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
  - (1) 使用上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損害
  - (2) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障および損害
  - (3) 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変および公害・塩害・ガス害・異常電圧による故障および損害
  - (4) 車両・船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損害
  - (5) 電池や消耗または摩耗した部品交換の場合
  - (6) 中古品・個人売買・ネットオークションおよびインターネット上の転売店等で購入された場合
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本書は再発行いたしませんので、ご購入年月日記載の明細書とともに大切に保管してください。

※ 記入いただいたお客様の個人情報(保証書控)は、保証期間内に無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます場合がございますのでご了承ください。

商品名	デンキバリブラシ®2.0+ボディ		
保証期間	本体・アタッチメント(クシ部分除く)	ご購入日から	1年間
	クシ部分・専用充電ACアダプター・専用充電ケーブル	ご購入日から	半年間
製品番号	S/N	ご購入日	年 月 日
お客様	ご住所 〒 _____		
	お名前	電話番号 ( )	-
販売店	住所/販売店名 _____		
		電話番号 ( )	-



発売元：有限会社 GMコーポレーション  
〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-6-8 TOビル2F



エレクトロン カスタマーサポートセンター  
通話料無料 0120-66-7170  
受付時間：月-金 11:00-18:00(祝祭日を除く)



デンキバリブラシ アフターサポート  
<https://gm-beauty.jp/contact/>  
※QRコードを読むと入力フォームが起動します。




保管用

保証書付 ver.2

取扱説明書 Instruction manual 使用说明书

## DENKI BARI BRUSH® 2.0 +BODY

デンキバリブラシ®2.0+ボディ



*el*

ELECTRON  
LAB

# 目次 / Table of contents / 目录

日本語	安全上のご注意 .....	2
	同梱物 .....	4
	操作方法 .....	6
	使い方 .....	7
	使用後の保管とお手入れ方法 .....	11
English	Safety precautions .....	12
	Included items .....	14
	How to operate .....	16
	How to use .....	17
	How to store and clean after use .....	21
	Warranty provisions .....	22
中文	安全注意事项 .....	23
	随附物品 .....	25
	操作方法 .....	27
	使用方法 .....	28
	使用后的保管与保养方法 .....	32
	保修规定 .....	33
	保証書/Warranty/保修证书 .....	34

「デンキバリブラシ® 2.0+ボディ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ・取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ・ご使用前に「安全上のご注意」(P.2-4)を必ずお読みください。
- ・保証書は裏表紙に付属しています。
- ・この取扱説明書は、大切に保管してください。

Thank you very much for purchasing the "DENKI BARI BRUSH® 2.0 +BODY".

- ・Please read the instruction manual thoroughly to ensure correct and safe use.
- ・Please read the "Safety precautions" (P.12-14) before use.
- ・The warranty is attached on the back cover.
- ・Please store this instruction manual in a safe place.

衷心感谢您本次购买「ELECTRIC芭丽美容梳® 2.0 + 身体专用替换头」。

- ・请在仔细阅读使用说明书的基础上正确安全地使用本产品。
- ・使用前请务必阅读“安全注意事项”(P.23-25)。
- ・保修证书附置于使用说明书的封底。
- ・请妥善保管本使用说明书。

# 安全上のご注意

- ・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ・異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、修理をご依頼ください。
- ・故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・注意事項は下記のように区分し、内容を定義しております。安全に関する重大な内容を記載しておりますので必ずお守りください。

## 【表示の説明】

 <b>危険</b>	取り扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
 <b>警告</b>	取り扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
 <b>注意</b>	取り扱いを誤った場合、人が障害を負う可能性または、物的損害が発生する可能性が想定される内容です。
 <b>禁止</b>	この記号は「禁止」(しないでください)を示します。
 <b>強制</b>	この記号は「強制」(必ずしてください)を示します。

## **危険** (ご使用に関して)

 <b>禁止</b>	・次のような医用電子機器との併用はしないでください。 ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器や人工心肺など生命維持用医用電子機器や心電計など装着型医用電子機器
--	---

## **警告** (ご使用に関して)

 <b>禁止</b>	・本製品およびACアダプターを浴室/サウナなどで使用しないでください。感電・発火・ショートのおそれがあります。 ・次のような方は使用しないでください。事故やトラブルのおそれがあります。不明な点は医師に相談の上その指示に従ってください。 急性疾患・内臓疾患・発熱している方・血圧異常・伝染病疾患・結核症疾患・悪性腫瘍・血液疾患・皮膚病・アトピー性皮膚炎・アレルギー体質・特に肌や皮膚が敏感な方・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障による毛細血管拡張を起こしている方・疲労の激しい方・体調がすぐれない方・飲酒や薬を服用中の方・日焼けによる炎症を起こしている方・医師が禁止した場合・妊娠中、生理中の方
--	--

## ⚠ 警告 (ご使用に関して)



禁止

- ・下記部位には使用しないでください。事故や肌/身体へのトラブルの恐れがあります。  
整形手術をした部位(医師にご相談の上、問題がなければご使用可)  
・眼球/まぶた/耳/口の中などの粘膜・湿疹/かぶれ/かゆみ/にきび/物的刺激などによる炎症をおこしている部位・金属/プラスチック/シリコンなどを埋め込んでいる部位・のどぼとけ
- ・本製品の青・赤の光線を直接見ないでください。事故やトラブルの恐れがあります。
- ・使用中または充電中に異常発熱する場合は直ちに使用を中止してください。故障や発火の原因となります。
- ・用途以外の目的で使用しないでください。

## ⚠ 警告 (本体に関して)



禁止

- ・本製品を火中投下・加熱・高温で充電・保管しないでください。発熱・発火・破裂の原因となります。
- ・分解、改造などを行わないでください。火災・感電・ケガの原因となります。
- ・子どもの手の届く場所に保管しないでください。事故やトラブルの恐れがあります。
- ・本製品を落としたりぶつけたりしないでください。本体が故障、または事故やトラブルの恐れがあります。
- ・100-240V以外では使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- ・ACアダプターおよび充電ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- ・ACアダプターや充電ケーブルが破損しているときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因となります。
- ・濡れた手でACアダプターをコンセントから抜き差ししないでください。感電・ショート・発火の原因となります。

## ⚠ 警告 (ご使用に関して)



強制  
(必ず守る)

- ・痛感や不調を感じた場合はすぐに使用を中止してください。
- ・肌や頭皮に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。異常を感じられた場合や合わない場合は使用を中止してください。トラブルの原因となります。
- ・使い始めの方や敏感肌の方は、使用時間を短めにして様子を見ながら使用してください。
- ・使用時間や使用頻度は必ず取扱説明書の指示を守ってください。

## ⚠ 警告 (本体に関して)



強制  
(必ず守る)

- ・ご使用後のお手入れの際は必ず電源をOFFにし、ACアダプターをコンセントから抜いてください。火災やケガの原因となります。
- ・ご使用の際異常が発生したら、電源をOFFにし、コンセントからACアダプターを抜き、直ちに使用を中止してください。その後、【エレクトロニクスカスタマーサポートセンター】まで修理・点検を依頼してください。

## ⚠ 注意 (ご使用に関して)



禁止

- ・オイルや油分があるものは使用しないでください。クシの劣化を著しく早める等の原因となります。
- ・クシ部分を引っ張る、強い圧をかけるなどの使い方をしないでください。クシが折れるなど製品が損傷する場合があります。
- ・本製品は防水仕様ではありません。クシ部分以外の本体内部に水分が入るような使い方をしないでください。

## ⚠ 注意 (本体に関して)



禁止

- ・湿気・ホコリの多い場所で保管しないでください。故障の原因となります。
- ・お手入れの際はベンジン/アセトン/シンナーなどで製品を拭かないでください。故障の原因や製品表面を変化させる可能性があります。

## ⚠ 注意 (本体に関して)



強制  
(必ず守る)

- ・充電する際は本体電源をOFFにした状態で行ってください。故障の原因となります。
- ・本製品に使用する付属品は必ず当社指定製品をご使用ください。故障の原因となります。
- ・ACアダプターをコンセントから抜くときは、必ずACアダプターの側面を持って抜いてください。感電・ショート・発火の原因となります。

## 同梱物

- ・本体
- ・フェイス アタッチメント
- ・ボディ アタッチメント
- ・専用充電ACアダプター
- ・専用充電ケーブル  
(USB Type-A to Type-C)
- ・取扱説明書(保証書付き)
- ・デンキバリブラシローション



## LOTION FOR DENKI BARI BRUSH

デンキバリブラシローション(頭・顔・全身用化粧水)

デンキバリブラシ® 専用ローション。

頭皮、お顔周りを含む全身にご使用いただけます。


内容量: 200ml

全成分: 水・フラーレン・ローズマリー葉エキス・ドクダミエキス・ヨモギ葉エキス  
・ビワ葉エキス・レパゲルマニウム・ミネラル塩・BG・PVP




## ●各部名称

### フェイス アタッチメント



デコルテより上の箇所専用です。  
頭皮・顔・デコルテ周りにご使用  
ください。

### ボディ アタッチメント




身体専用です。  
脚全体やおなか周りなどにご使  
用ください。

※アタッチメントの固定には、簡単に着脱可能なマグネット式を採用しています。

### 本体



## ●本体ボタン・インジケーター名称



# 操作方法

※ボタン・インジケーター名称は前項参照

## ●基本操作方法

- ・①メインボタンを長押しすると、起動通知音が鳴るとともに②LEDリングがホワイトで点滅を開始し、同時にクシ面中央のLED(レッド/ブルー)が点滅を開始し作動します。その後、レベル1を示す通知音(ピ)が鳴ります。
- ・安全のため、アタッチメントが装着されていない状態では電源ONすることはできません。
- ・①メインボタンを押すごとに刺激レベルが5段階で切り替わります。
- ・本体電源ONの状態、③モード切替ボタンを押すとモードが切り替わります。
- ・連続動作5分で通知音3回(ピピピ)が鳴り、10分を経過すると通知音5回(ピピピピピ)とともに自動停止します。
- ・作動中に電源をOFFにする場合は、①メインボタンを長押ししてください。
- ・本製品はバッテリーで動作しています。バッテリー残量が少なくなると②LEDリングがレッドで点滅し、通知音(ピッポッ)が継続して鳴ります。速やかに充電してください。
- ・充電中は②LEDリングがホワイトで明滅します。充電完了後は、ホワイトの点灯状態に切り替わり、一定時間経過後に消灯します。

## ●モードの切り替え

- ・③モード切替ボタンを押してモードを切り替えます。モードに応じて②LEDリングの色と点滅パターンが変化します。
- ・モードの種類は装着しているアタッチメントによって異なります。
- ・アタッチメントを交換すると、ボディ、フェイスのどちらが装着されているかを本体が自動認識します。

### 【フェイス アタッチメント】

- ・3種類のモードがあります。
  - ①ノーマルモード(ホワイト):低周波刺激が連続して出力されます。
  - ②ハリモード(パープル):低周波刺激がトントンと断続的に出力されます。
  - ③波モード(ブルー):低周波刺激が波打つように出力されます。

### 【ボディ アタッチメント】


- ・2種類のモードがあります。
  - ①ノーマルモード(ホワイト):低周波刺激が連続して出力されます。
  - ②ハリモード(パープル):低周波刺激がトントンと断続的に出力されます。

## ●レベルの調整

- ・5段階のレベルがあり、電源をONにするとレベル1から始まります。
- ・①メインボタンを押すごとにレベルが1→2→3→4→5→1と切り替わります。
- ・レベルが上がるごとに②LEDリングの点滅が速くなります。
- ・まずはレベル1からご使用ください。
- ※モードを切り替えるとレベルは1に戻ります。


## ●アタッチメントの交換方法

- ・アタッチメントの交換は本体電源をOFFにした状態で行ってください。
- ・アタッチメントを取り外す際は、本体をしっかりと握りアタッチメントを上方向に引き抜いてください。
- ・アタッチメントを取り付ける際は、手や指などを挟み込まないようにご注意のうえ、向きをよく確認し本体へまっすぐ奥まではめ込んでください。



# 使い方

フェイス アタッチメント使用時



## 頭皮

- ・1回10～20分程度、1日に最大20分×2回までを目安にご使用ください。
- ・乾いた清潔な頭皮にご使用ください。
- ・刺激の感じ方には個人差があります。心地よいと感じるレベルでご使用ください。
- ・使用中、刺激を強く感じる場合は、都度デンキバリブラシローションをご使用ください。

※使用中は製品から作動音が鳴りますが、故障ではありません。

おすすめモード：ノーマル(ホワイト)・波(ブルー)


- ① デンキバリブラシローションを頭皮全体にスプレーしてなじませます。      ② 頭頂部からあてていきます。



- ③ 前頭部にあてていきます。      ④ 側頭部にあてていきます。




- ⑤ 後頭部にあてていきます。      ⑥ 襟足から首～鎖骨にかけて流すように動かします。



※首周りの皮膚は、頭皮に比べ刺激を感じやすいため、デンキバリブラシローションをスプレーしたあと、手でなじませてからご使用ください。

# 使い方

## フェイス アタッチメント使用時




### 顔周り

- ・1回5分程度、1日に最大5分×2回までを目安にご使用ください。
- ・清潔なお肌にご使用ください。
- ・必ずデンキバリブラシローションで潤いを与えてご使用ください。
- ・使用中、刺激を強く感じる場合は、都度デンキバリブラシローションをご使用ください。

※使用中は製品から作動音が鳴りますが、故障ではありません。

### おすすめモード：ノーマル(ホワイト)・ハリ(パープル)

- ① デンキバリブラシローションを襟足・首・鎖骨とフェイスラインに沿って顔全体にスプレーしてなじませます。



- ② 襟足から首～鎖骨にかけて ③ あごの下からフェイスラインの裏側を流すように動かします。通って耳の後ろへ流すように動かします。



- ④ 顔全体を下から上に向かって ⑤ 集中的にケアしたい部分は動きを止めてご使用ください。



- ⑥ 最後に②をもう一度繰り返します。

※まぶたの上や'のどぼとけ'には使用しないでください。

# 使い方

ボディ アタッチメント 使用時


脚




- ・1 部位 10～20分程度を目安にご使用ください。
- ・必ずデンキバリブラシローションで潤いを与えてご使用ください。
- ・使用中、刺激を強く感じる場合は、都度デンキバリブラシローションをご使用ください。

※使用中は製品から作動音が鳴りますが、故障ではありません。

- ① デンキバリブラシローションを脚全体にスプレーしてなじませます。
- ② 指の付け根から足首に向かって流すように動かします。



- ③ 足首から膝に向かってふくらはぎ全体を流すように動かします。
- ④ 膝裏・膝周りから足の付け根に向かって太もも全体を流すように動かします。



すべての肌に、驚きを。

SURPRISE & HAPPINESS FOR EVERYONE.



# 使い方

ボディ アタッチメント 使用時

おなか



- ・1部位10～20分程度を目安にご使用ください。
- ・必ずデンキバリブラシローションで潤いを与えてご使用ください。
- ・使用中、刺激を強く感じる場合は、都度デンキバリブラシローションをご使用ください。

※使用中は製品から作動音が鳴りますが、故障ではありません。


- ① デンキバリブラシローションをおなかから腰周りにかけて全体にスプレーしなじませます。




- ② おへそ周りを時計回りに流すように動かします。



- ③ 腰周りやわき腹などを上下に動かします。



- ④ 骨盤に沿って足の付け根に向かって流すように動かします。



他にも背中・二の腕・ヒップなど全身にご使用いただけます。  
※詳しくは公式使い方ムービーをご確認ください。



公式YouTubeチャンネル  
で使い方ムービー公開中



# 使用後の保管とお手入れ方法

①使用後は必ず本体電源をOFFにしてください。

## ②保管場所

- ・高温多湿を避け、湿気の低いところで保管してください。
- ・気圧、日光、ホコリ等を含んだ空気によって機器に悪影響を及ぼす可能性のある場所には保管しないでください。
- ・傾斜、振動、衝撃などの安全状態に注意してください。
- ・化学薬品、それらの保管場所やガス発生場所に保管しないでください。
- ・本製品およびACアダプターは清潔にしてください。
- ・長期間使用しない場合は、満充電にした状態での保管を推奨します。

## ③使用後のお手入れ方法

- ・機器の表面は乾いた布で軽くふき、水気や液体が内部に入らないようにしてください。ステアライザー（紫外線消毒器）などでの殺菌はできません。
- ・使用後は毎回、消毒用エタノールを含ませた布でシリコン製のクシを1本ずつ根元から先端にかけて優しくふき、油分やヘアケア剤をふき取ってから保管してください。シリコン成分やオイル成分が付着することで、クシの劣化につながります。

※シリコン製のクシは消耗品です。クシの交換をご希望の場合はエレクトロン カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。



## ●仕様

定 格	AC100-240V 50/60Hz DC5V 2.4A
バッテリー仕様	リチウムイオンバッテリー(3.6V 960mAh 3.456Wh)
外形寸法 (クシ部分含む)	約W42×H200×D42mm(フェイス アタッチメント取付時) 約W100×H241×D42mm(ボディ アタッチメント取付時)
質 量	フェイス アタッチメント取付時:約197g ボディ アタッチメント取付時:約278g
材 質	本体:ABS樹脂 クシ:シリコン(先端部:ステンレス)
製 造 国	日本

- ・連続使用時間の目安は約300分です。  
(バッテリー状態によって異なります)
- ・廃棄する際は各自治体の廃棄方法に従ってください。

## ●よくあるご質問・トラブルシューティング

- ・お困りの際やご使用中に異常を感じた際は、公式オンラインショップに掲載の‘よくあるご質問・トラブルシューティング’をご確認ください。確認いただいても症状が改善されない場合は、保証書記載のエレクトロンカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
- ・メンテナンスをご希望の場合は保証書記載のQRコードより、デンキバリブラシアフターサポートをお申し込みください。

ELECTRON  
ONLINE SHOP



# Safety Precautions

- Before using this product, please read the "Safety Precautions" carefully to ensure proper use.
- In the event of an abnormality, discontinue use immediately and request repair.
- Do not use the product in a malfunctioning state, as it may cause physical harm to the user.
- The following are classified as precautions and their contents are defined as follows. Important safety information is provided, so please be sure to observe it.

## 【Description of indications】

 <b>Danger</b>	Not following the contents of this indicator may result in serious injury or even the risk of death.
 <b>Caution</b>	Not following the contents of this indicator may cause personal injuries death or property damage.
 <b>Attention</b>	Not following the contents of this indicator may cause personal injuries or property damage.
 <b>Prohibited</b>	This indicator means "Prohibited" (do not do).
 <b>Mandatory</b>	This indicator means "Mandatory" (must do).

 <b>Danger</b> (Regarding use)	
 <b>Prohibited</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do not use together with the following types of medical electronic devices. Implantable medical electronic devices such as pacemakers, life-supporting medical electronic devices such as artificial heart lungs, and wearable medical electronic devices such as electrocardiographs.</li> </ul>

 <b>Caution</b> (Regarding use)	
 <b>Prohibited</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do not use this product or the AC adapter in a bathroom/sauna. This may cause electric shock, fire, or short circuiting.</li> <li>• Do not use this product if you fall under any of the following conditions. This may cause accidents or problems. If you have any questions, please consult your physician and follow their instructions. Acute disease/internal disease/fever/abnormal blood pressure/ infectious disease/tuberculosis/malignant tumor/blood disease/skin disease/atopic dermatitis/allergic diathesis/particularly sensitive skin/those with capillary vasodilation due to long-term use of steroidal hormones or liver dysfunction/severe fatigue/those who are not in good physical condition/those drinking alcohol or taking medications/those with sunburn irritation/those who have been prohibited by a physician, are pregnant, or menstruating.</li> </ul>



## Caution (Regarding use)



Prohibited

- Do not use on the following areas. It may result in accidents or skin/body problems.  
Areas where orthopedic surgery has been performed (It can be used if there are no problems after consulting a doctor.), inflamed areas such as eczema, rashes, acne, inflammation caused by physical irritation, etc. inside the mouth, on the eyes, throat, eyelids or ears, areas with implanted metal, plastic, silicon, etc.
- Do not look directly into the blue and red rays emitted by this product. It may result in accidents or problems.
- If abnormal heat is generated during use or charging, discontinue use immediately. Failure to do so may cause malfunction or fire.
- Do not use for any purpose other than its intended use.



## Caution (Regarding the main unit)



Prohibited

- Do not charge or store this product next to fire, close to heat, or at high temperatures. It may cause overheating, ignition, or rupture.
- Do not disassemble or modify the product. This may cause fire, electric shock, or injury.
- Store in a safe place out of reach of children. Failure to do so may result in accidents or other problems.
- Do not drop or hit this product. The main unit may malfunction, or accidents or problems may occur.
- Do not use the product with any voltage other than 100-240V. This may cause fire, electric shock, or malfunction.
- Do not damage, forcibly bend, pull, twist, bundle, place heavy objects on, or pinch the AC adapter and charging cable. This may cause fire, electric shock, or malfunction.
- Do not use the AC adapter or charging cable if it is damaged. This may cause electric shock, short circuiting, or fire.
- Do not plug or unplug the AC adapter from the power outlet with wet hands. This may cause electric shock, short circuiting, or fire.



## Caution (Regarding use)



**Mandatory**  
(Must be followed)

- If you experience pain or discomfort, discontinue use immediately.
- Use with caution to avoid skin or scalp irritation. If you experience any abnormalities or if the product does not suit you, please discontinue use. Failure to do so may cause problems.
- Those who are just starting to use the product or have sensitive skin should shorten the time of use while monitoring the condition of your skin.
- Please be sure to follow the instructions in the instruction manual for the duration and frequency of use.



## Caution (Regarding the main unit)



**Mandatory**  
(Must be followed)

- When cleaning after use, be sure to turn off the power and unplug the AC adapter from the outlet. Failure to do so may cause fire or injury.
- If an abnormality occurs during use, turn off the power, unplug the AC adapter from the outlet, and discontinue use immediately.
- Afterwards, please contact the [ELECTRON Customer Support Center] to request repair or inspection.

## Attention (Regarding use)



Prohibited

- Do not use oil or substances containing oil. This can significantly accelerate the deterioration of the comb, etc.
- Do not pull or apply strong pressure to the comb portion. This may result in damage to the product, such as the comb breaking.
- This product is not waterproof. Do not use the product in such a way that water can get inside the body except for the comb part.

## Attention (Regarding the main unit)



Prohibited

- Do not store in a humid or dusty place. This may cause malfunction.
- When cleaning, do not wipe the product with benzene/acetone/thinner. This may cause malfunction or alter the surface of the product.

## Attention (Regarding the main unit)



**Mandatory**  
(Must be followed)

- Please turn off the power to the main unit when charging. Failure to do so may cause malfunction.
- Please be sure to use the accessories specified by us for this product. Failure to do so may cause malfunction.
- When unplugging the AC adapter from the power outlet, be sure to hold the AC adapter by its sides. Failure to do so may cause electric shock, short circuiting, or fire.

## Included items

- Main unit
- Face attachment
- Body attachment
- Dedicated charging AC adapter
- Dedicated charging cable (USB Type-A to Type-C)
- Instruction manual (with warranty)
- Lotion for DENKI BARI BRUSH



### LOTION FOR DENKI BARI BRUSH

Lotion for DENKI BARI BRUSH (lotion for head, face, and entire body)

Lotion exclusively for the DENKI BARI BRUSH®.

Can be used on the entire body, including the scalp and face area.


Content: 200ml

Ingredients: Water, fullerene, rosemary leaf extract, Houttuynia cordata, Artemisia princeps extract, loquat leaf extract, repagermanium, mineral salts, BG, PVP




## ● Part names

### Face attachment



It is exclusively for areas above the décolleté. Use around the scalp, face, and décolleté.

### Body attachment




For body use only. Please use on the entire leg and abdomen area.

\* A magnet system is used to secure the attachment for easy attachment and removal.

### Main unit



## ● Main unit button/indicator names



# Operation method

\* Refer to the previous section for button and indicator names.

## ● Basic operation method

- When the ① main button is pressed and held down, the ② LED ring will start blinking in white and the LED (red/blue) in the center of the comb surface will start blinking at the same time to activate the device. A notification tone (beep) will then sound indicating level 1.
- For safety reasons, the power cannot be turned on when the attachment is not attached.
- Each press of the ① main button switches the stimulation level in five steps.
- Pressing the ③ mode switch button while the main unit power is on switches the mode.
- After five minutes of continuous operation, three notification tones (beep-beep-beep) will sound, and after ten minutes, it will automatically stop with five notification tones (beep-beep-beep).
- To turn off the power during operation, press and hold the ① main button.
- This product is battery operated. When the battery power is low, the ② LED ring will flash red and a notification tone (beep) will sound continuously. Charge the battery as soon as possible.
- The ② LED ring flickers white while charging. After charging is complete, it will switch to a white lit state and turn off after a certain period of time.

## ● Switching modes

- Press the ③ mode switch button to switch modes. The color and blinking pattern of the ② LED ring changes according to the mode.
- The mode will vary depending on the attachment being worn.
- When an attachment is replaced, the main unit automatically recognizes whether the body or face is attached.

### 【Face attachment】

- There are three modes.
  - Ⓐ **Normal mode (white)**: Low-frequency stimulation is output continuously.
  - Ⓑ **Elasticity Treatment mode (purple)**: Low-frequency stimulation is output intermittently.
  - Ⓒ **Wave mode (blue)**: Low-frequency stimulation is output in waves.

### 【Body attachment】

- There are two modes.
  - Ⓐ **Normal mode (white)**: Low-frequency stimulation is output continuously.
  - Ⓑ **Elasticity Treatment mode (purple)**: Low-frequency stimulation is output intermittently.


## ● Level adjustment

- There are five levels, starting with level 1 when the power is turned on.
- The levels will switch from 1→2→3→4→5→1 with each press of the ① main button.
- The blinking of the LED ring ② will become faster as the levels increase.
- Start using with level 1.

\*Switching modes will return the level to 1.

## ● How to replace attachments


- Attachments should be replaced while the power of the main unit is turned off.
- When removing an attachment, grasp the main unit firmly and pull the attachment upward.
- When attaching an attachment, be careful not to get your hand or fingers caught in it and check the direction of the attachment carefully before inserting it straight back into the main unit.



# How to use

## When using the "Face attachment"

### Scalp



- Use for about 10-20 minutes at a time, up to a maximum of 20 minutes / 2 times per day.
- Use on dry and clean scalp.
- The stimulation may vary from person to person. Please use at a level that feels comfortable to you.
- Use the Lotion for DENKI BARI BRUSH each time if you feel a strong irritation during use.
- \* An operating noise will be emitted from the product during use, but this is not a malfunction.

### Recommended modes: Normal (white)/Wave (blue)

- ① Spray the Lotion for DENKI BARI BRUSH all over the scalp and blend it in.



- ② Apply it starting from the top of the head.




- ③ Apply it along the frontal region of head.



- ④ Apply it along the area at top of head.



- ⑤ Apply it along the back of the head.




- ⑥ Move it so that it flows from the neckline to the collarbone.



- \* Since the skin around the neck is more sensitive to irritation than the scalp, please use your hands to blend the Lotion for DENKI BARI BRUSH in after spraying it on.

# How to use

## When using the "Face attachment"




### Around the face

- Use for about 5 minutes at a time, up to a maximum of 5 minutes x 2 times per day.
  - Use on clean skin.
  - Be sure to moisturize using the Lotion for DENKI BARI BRUSH.
  - Use the Lotion for DENKI BARI BRUSH each time if you feel a strong irritation during use.
- \* An operating noise will be emitted from the product during use, but this is not a malfunction.

### Recommended modes: Normal (white)/Elasticity Treatment (purple)

- ① Spray and blend the Lotion for DENKI BARI BRUSH into the face along the neckline, neck, collarbone and face line.



- ② Move it so that it flows from the neckline to the collarbone.



- ③ Move it from under the chin, through the back of the face line, and behind the ears.



- ④ Move along the entire face in a downward and upward motion.



- ⑤ Stop moving it when you want to concentrate on a particular area of the body.



- ⑥ Finally, repeat step (2) again.

\* Do not use on the eyelids or on the Adam's apple.

# How to use



## How to use the "Body attachment"

### Legs

- Use for approximately 10-20 minutes per region.
- Be sure to moisturize using the "Lotion for DENKI BARI BRUSH" .
- Use the Lotion for DENKI BARI BRUSH each time if you feel a strong irritation during use.
- \* An operating noise will be emitted from the product during use, but this is not a malfunction.

① Spray the entire leg with the Lotion for DENKI BARI BRUSH and let it blend in.




② Move it from the base of the toes to the ankle in a flowing motion.



③ Move it along the entire calf from the ankle to the knee in a flowing motion.



④ Move it along the entire thigh in a flowing motion from the back of the knee and around the knee to the root of the leg.



SURPRISE & HAPPINESS FOR EVERYONE.



# How to use



## How to use the “Body attachment”

### Abdomen

- Use for approximately 10-20 minutes per region.
  - Be sure to moisturize using the “Lotion for DENKI BARI BRUSH” .
  - Use the Lotion for DENKI BARI BRUSH each time if you feel a strong irritation during use.
- \* An operating noise will be emitted from the product during use, but this is not a malfunction.


① Spray the Lotion for DENKI BARI BRUSH over the entire area from the tummy to the waist area and let it blend in.




② Move it in a clockwise direction around the navel.



③ Move it up and down around the waist and underarms.



④ Move it along the pelvis in a flowing motion toward the base of the foot.



It can also be used on the back, arms, hips, and other parts of the body.

\*For details, please check the “how to use” video.



A “how to use” video

is now available on our official YouTube channel.



# How to store and clean after use

- ① Please be sure to turn the power of the main unit off after use.
- ② Storage location
  - Avoid high temperature and high humidity, and store in a place with low humidity.
  - Do not store in locations where the equipment may be adversely affected by atmospheric pressure, sunlight, dusty air, etc.
  - Pay attention to safety conditions such as tilting, vibration, shock, etc.
  - Do not store in places where chemicals are stored or gases are generated.
  - Keep the product and AC adapter clean.
  - When not in use for a long period of time, it is recommended to keep the battery fully charged.
- ③ How to clean after use
  - Lightly wipe the surfaces of the equipment with a dry cloth to prevent moisture and liquids from getting inside. It cannot be sterilized with a sterilizer (e.g., UV disinfectant).
  - **After each use, gently wipe each silicon comb from base to tip with a cloth dampened with rubbing ethanol and remove any oil or hair care products before storing. Adhesion of silicone and oil components may lead to the deterioration of the comb.**
  - \* The silicon combs are consumable items. Please contact the ELECTRON Customer Support Center if you wish to replace the comb.



## ● Specifications

Power supply	AC100-240V 50/60Hz DC5V 2.4A
Battery specifications	Lithium ion battery (3.6V 960mAh 3.456Wh)
External dimensions (Including the comb portion)	Approx. W42 x H200 x D42mm (with face attachment) Approx. W100 x H241 x D42mm (with body attachment)
Weight	With face attachment: Approx. 197g With face attachment: Approx. 278g
Materials	Main unit: ABS resin Comb: Silicon (Tip: Stainless steel)
Country of manufacture	JAPAN

- Estimated continuous use time is approximately 300 minutes.  
(Depending on battery condition)
- When disposing of the product, please follow the disposal method of your area.

## ● FAQs & Troubleshooting

- If you have any problems or feel something is wrong during use, please refer to the FAQs and troubleshooting section of the official online store. If the problems persist after checking, please contact the ELECTRON Customer Support Center listed on the next page.
- If you would like to request maintenance, please apply for after-sales support for the DENKI BARI BRUSH using the QR code on the next page.

ELECTRON  
ONLINE SHOP



# Warranty provisions

---

In the event of a malfunction during the following period from the date of purchase, this document warrants to repair the product free of charge in accordance with the contents described in this document.

The use of the personal information provided by you is described below.

1. If the product malfunctions within the warranty period under conditions of use in accordance with the precautions set forth in the instruction manual, etc., the main unit and attachments (excluding the comb portion) will be repaired free of charge for one year from the date of purchase, and the comb, dedicated charging AC adapter and dedicated charging cable will be repaired free of charge for six months.
  2. Repairs will be charged in the following cases even if it is within the warranty period.
    - (1) Malfunction or damage due to incorrect use, improper repair or modification.
    - (2) Malfunction or damage due to transportation, dropping, etc. after purchase
    - (3) Malfunction or damage due to fire, earthquake, flood, lightning or other natural disasters, pollution, salt damage, gas damage, or abnormal voltage
    - (4) Malfunction or damage caused by assembling on a vehicle, ship, etc.
    - (5) When replacing batteries or worn parts.
    - (6) When purchased as a second-hand product, through private sales, online auctions, or resale stores on the Internet.
  3. This document is only valid in Japan.
  4. This document will not be reissued, so please keep it in a safe place along with an itemized invoice showing the date of purchase.
- \* Please note that your personal information (copy of the warranty) may be used to provide free repair services during the warranty period and for subsequent safety inspection activities.



**Manufacturer: GM CORPORATION**

3-6-8 Toyosaki, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka Prefecture, 531-0072



**ELECTRON Customer Support Center**

Toll-free number

**0120-66-7170**

Reception hours: Monday-Friday 11:00-18:00 (excluding national holidays)



**DENKI BARI BRUSH After-sales Service**

<https://gm-beauty.jp/contact/>

\* Scan the QR code to activate the input form.



# 安全注意事项

- 使用本产品前，请仔细阅读本使用说明书的“安全注意事项”，正确使用。
- 如果发生了异常，请立即停止使用并委托维修。
- 切勿在故障状态下使用，否则可能会对身体造成不利影响。
- 注意事项分类如下，并对内容进行了定义。同时标明了与安全有关的重要内容，请务必遵守。

## 【标识说明】

 <b>危险</b>	表示若无视此标识进行误操作、极有可能导致人员死亡或身负重伤。
 <b>警告</b>	表示若无视此标识进行误操作、可能导致人员死亡或身负重伤。
 <b>注意</b>	表示若无视此标识进行误操作、可能导致人体残疾或物品损伤。
 <b>禁止</b>	该符号表示“禁止”(请不要)。
 <b>强制</b>	该符号表示“强制”(请务必)。

### **危险** (关于使用)

 <b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 请不要与如下所述的医用电子仪器同时使用。 心脏起搏器等体内植入式医用电子仪器或人工心肺等维持生命用医用电子仪器或心电图机等安装型医用电子仪器。</li></ul>
--	---

### **警告** (关于使用)

 <b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 请不要在浴室/桑拿房等场所使用本产品及交流电源适配器。否则可能会引发触电、起火、短路。</li><li>· 如下所述的人士请不要使用。否则可能会引发事故和健康问题。如有不明之处，请向医生咨询并遵医嘱行事。 患有急性疾病、内脏疾病、发热的人士、血压异常、传染病疾病、结核类疾病、恶性肿瘤、血液疾病、皮肤病、特应性皮炎、过敏体质、尤其是肌肤或皮肤敏感的人士、长期使用糖皮质激素药物或由于功能障碍引发毛细血管扩张的人士、过度疲劳的人士、身体状况不佳的人士、饮酒或服用药物期间的人士、因日晒引发炎症的人士、医生禁止使用的情形、妊娠期内、生理期内的人士。</li></ul>
--	--

### 警告 (关于使用)



禁止

- 请不要在以下部位使用。否则可能会引发事故和肌肤/身体健康问题。接受了整形手术的部位、请遵医嘱使用。眼球/眼睑/耳/口中等粘膜部位、湿疹/皮疹/瘙痒/痤疮/物理刺激引发炎症的部位、已埋入金属/塑料/硅胶等部位、喉结部位。
- 请勿直接目视本产品的蓝色、红色光线。否则可能会引发事故和健康问题。
- 如果使用时或充电时异常发热、请立即停止使用。否则可能会引发故障和起火。
- 请不要用于产品用途以外的其他目的。

### 警告 (关于本体)



禁止

- 请不要将本产品丢入火中、加热或在高温下充电、保管。否则可能会引发热、起火、破裂。
- 请勿进行拆解、改造等。否则可能会引发火灾、触电、受伤。
- 请勿保管在儿童可以触及的场所。否则可能会引发事故和健康问题。
- 请避免本产品跌落或受到撞击。否则可能会引发本体故障、事故和健康问题。
- 请不要在100-240V以外的电压下使用。否则可能会引发火灾、触电、故障。
- 请不要损伤、或过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎、承载重物、夹紧交流电源适配器及充电线。否则可能会引发火灾、触电、故障。
- 交流电源适配器和充电线已破损时请勿使用。否则可能会引发触电、短路、起火。
- 请不要用湿手从插座上插拔交流电源适配器。否则可能会引发触电、短路、起火。

### 警告 (关于使用)



强制  
(务必)

- 如果因使用本品引起了身体状态异常、请立即停止使用。
- 使用时请充分注意肌肤和头皮是否发生异常。如果感到异常或不适、请停止使用。否则可能会引发健康问题。
- 刚开始使用者和肌肤敏感人士请缩短使用时间、观察情况并使用。
- 使用时间和使用频率、请务必遵守使用说明书的要求。

### 警告 (关于本体)



强制  
(务必)

- 使用后保养时请务必关闭电源、并从电源插座拔下交流电源适配器。否则可能会引发火灾和受伤。
- 如果使用时发生异常、请关闭电源、从插座拔下交流电源适配器、并立即停止使用。此后请咨询购买店铺、并委托检查维修。

## ⚠ 注意 (关于使用)



禁止

- 请不要使用油剂或含有油分的清洁剂。否则可能会使梳齿显著快速老化等。
- 请避免采用拉伸梳齿部分、施加强大压力等的使用方法。否则可能会导致梳齿折断等产品损伤。
- 本产品非防水产品。除梳齿部分可以接触水分外、产品其他部位请不要与水接触。

## ⚠ 注意 (关于本体)



禁止

- 请勿保管在潮湿和灰尘较多的地方。否则可能会引发故障。
- 保养时请不要用汽油/丙酮/香蕉水等擦拭产品。否则可能会引发故障或导致产品表面发生变化。

## ⚠ 注意 (关于本体)



强制  
(务必)

- 请在关闭本体电源的状态下充电。否则可能会引发故障。
- 在本产品上使用的附属品请务必使用本公司指定产品。否则可能会引发故障。
- 从插座上拔下交流电源适配器时、请务必手持交流电源适配器的侧面拔出。否则可能会引发触电、短路、起火。

## 随附物品

- 本体
- 面部用配件
- 身体用配件
- 充电专用的交流电源适配器
- 专用充电线  
(USB 接头Type-A to Type-C)
- 使用说明书(附带保修证书)
- 伊丽容化妆水



### LOTION FOR DENKI BARI BRUSH

伊丽容化妆水 (头部、面部、全身用化妆水)

ELECTRIC 芭丽美容梳® 专用化妆水。  
适用于包括头皮、面部周围在内的全身。


净含量 200ml

全部成分：水、富勒烯、迷迭香叶提取物、鱼腥草提取物、艾叶提取物、枇杷叶提取物、瑞帕诺、矿物盐、BG、PVP




## ● 各部位名称

### 面部用配件



是胸口及以上部位专用配件。  
请在头皮、面部、胸口周围使用。

### 身体用配件




是身体专用配件。  
请在腿部和腹部周围等部位使用。

※本产品采用能够简单拆装的磁铁方式固定配件。

## 本体



## ● 本体按键、指示器名称



# 操作方法

※按键、指示器名称请参照前项说明

## ●基本操作方法

- 长按①主按键后，发出启动提示音的同时，②LED灯环开始闪烁白色，同时梳子面中部的LED灯（红色 / 蓝色）开始闪烁并动作。此后将发出显示档位1的提示音（哔声）。
- 为保障安全，在还未安装配件的状态下无法打开电源。
- 每次按下①主按键时，刺激程度档位都会在5个档位间依次切换。
- 在打开本体电源的状态下，按下③模式切换按键后将切换模式。
- 连续运行5分钟后将发出3次提示音（哔哔哔），经过10分钟后将在发出5次提示音（哔哔哔哔哔）的同时自动停止。
- 如需在运行时关闭电源，请长按①主按键。
- 本产品的运行使用电池供电。如果电池的剩余电量减少，②LED灯环将闪烁红色，并持续发出提示音（哔哔）。请尽快充电。
- 充电时②LED灯环将闪烁白色。充电完成后将切换为白色亮灯状态，并在经过一定时间后熄灭。

## ●模式切换

- 按下③模式切换按键并切换模式。根据不同模式，②LED灯环的颜色与闪烁类型将发生变化。
- 根据已安装的不同配件，模式类型存在差异。
- 更换配件后，本体将自动识别安装了身体用，面部用的哪一种。

### 【面部用配件】

- 有3种模式。
  - ① 普通模式（白色）：连续输出低频刺激。
  - ② 电针弹力模式（紫色）：间断性输出噔噔的低频刺激。
  - ③ 波动模式（蓝色）：以类似浪花波动的方式输出低频刺激。

### 【身体用配件】


- 有2种模式。
  - ① 普通模式（白色）：连续输出低频刺激。
  - ② 电针弹力模式（紫色）：间断性输出噔噔的低频刺激。

## ●档位调整

- 设有5个档位，打开电源后从档位1开始。
  - 每按一次①主按键，档位都会按照1→2→3→4→5→1的顺序进行切换。
  - 档位每上升一档，②LED灯环都会加快闪烁。
  - 首先请从档位1开始使用。
- ※切换模式后，档位将返回1档。

## ●配件的更换方法


- 请在关闭本体电源的状态下更换配件。
- 拆卸配件时请握紧本体并向上拔出配件。
- 安装配件时，请注意不要夹住手掌或手指等，请仔细确认朝向，朝着最里面径直嵌入本体。



# 使用方法

## 使用面部用配件时


### 头皮



- 请以1次使用10~20分钟左右,1天最多使用20分钟×2次为参考标准。
  - 请在干燥清洁的头皮上使用。
  - 刺激的感受程度存在个人差异。请按照感觉舒适的程度来使用。
  - 使用时如果感受到强烈的刺激,请适时使用伊丽容化妆水。
- ※使用时产品会发出作动音,并非是故障。

### 推荐模式：普通模式（白色）、波动模式（蓝色）

- ① 对头皮整体喷洒伊丽容化妆水并均匀涂展。



- ② 从头顶开始使用 ELECTRIC 芭丽美容梳。




- ③ 将 ELECTRIC 芭丽美容梳放置在前额部移动。



- ④ 将 ELECTRIC 芭丽美容梳放置在颞区使用。



- ⑤ 将 ELECTRIC 芭丽美容梳放置在后枕部使用。




- ⑥ 耳下顺着脖颈到锁骨的方向滑动使用 ELECTRIC 芭丽美容梳。



※与头皮相比,颈部周围的皮肤更容易感受到刺激,因此请在喷洒伊丽容化妆水,用手均匀涂展后再使用。

# 使用方法

## 使用面部用配件时




### 面部周围


- 请以1次使用5分钟左右，1天最多使用5分钟 x 2次为参考标准。
  - 请在清洁的肌肤上使用。
  - 请务必使用伊丽容化妆水为肌肤赋予润泽后再使用。
  - 如果使用时感受到强烈的刺激，请适时使用伊丽容化妆水。
- ※使用时产品会发出作动音，并非是故障。

### 推荐模式：普通模式（白色）、电针弹力模式（紫色）

- ① 对颈部发际线、颈部、锁骨，并沿着面部轮廓线，对整个面部喷撒伊丽容化妆水并均匀涂展。



- ② 按照耳下顺着脖颈到锁骨的方向滑动使用 ELECTRIC 芭丽美容梳。
- ③ 从下巴出发，沿着下颌线到耳朵后方的方向滑动使用 ELECTRIC 芭丽美容梳。



- ④ 按照从下朝上滑动的方式在整个面部使用 ELECTRIC 芭丽美容梳。
- ⑤ 对于希望密集护理的部位，请停止移动，将 ELECTRIC 芭丽美容梳静止在该部位进行使用。



※请不要在眼脸上方和“喉结”处使用。

- ⑥ 最后将②再重复操作一次。

# 使用方法

使用身体用配件时

## 下肢




- 请以 1 个部位使用 10~20 分钟左右为参考标准。
  - 请务必使用伊丽容化妆水为肌肤赋予润泽后再使用。
  - 如果使用时感受到强烈的刺激，请适时使用伊丽容化妆水。
- ※使用时产品会发出作动音，并非是故障。

① 在腿部整体喷洒专用化妆水，并均匀涂展。




② 按照从脚趾根部朝着脚踝滑动的方式使用 ELECTRIC 芭丽美容梳。



③ 沿着从脚踝朝膝盖的方向，在小腿肚上用滑动的方式使用 ELECTRIC 芭丽美容梳。



④ 沿着膝盖后方及膝盖周围到大腿根的方向，在大腿部位用滑动的方式使用 ELECTRIC 芭丽美容梳。



SURPRISE & HAPPINESS FOR EVERYONE.



# 使用方法



## 使用身体用配件时


### 腹部

- 请以 1 个部位使用 10~20 分钟左右为参考标准。
  - 请务必使用伊丽容化妆水为肌肤赋予润泽后再使用。
  - 如果使用时感受到强烈的刺激，请适时使用伊丽容化妆水。
- ※使用时产品会发出作动音，并非是故障。


① 将伊丽容化妆水均匀喷洒在从腹部至腰部周围的范围内，并均匀涂展。




② 按照顺时针方向在肚脐周围用滑动的方式使用。



③ 在腰部周围和侧腹部等部位上下用滑动的方式使用 ELECTRIC 芭丽美容梳。



④ 按照沿着骨盆，并朝着大腿根部的方向滑动使用 ELECTRIC 芭丽美容梳。



此外，您还能够将其用于后背、手臂、臀部等全身各部位。  
※详细信息请确认官方发布的使用方法视频。



官方 YouTube 频道上  
已发布使用方法视频



# 使用后的保管与保养方法

① 使用后请务必关闭本体电源。

② 保管场所

- 请在湿度低的场所保管，避开高温高湿的环境。
- 请勿在因气压、日光、含有灰尘等的空气可能会对仪器造成不利影响的场所保管。
- 请注意保持安全状态，避免倾斜、振动、冲击等。
- 请勿在化学药剂的保管场所和产生气体的场所保管。
- 本产品及交流电源适配器要保持清洁。
- 如果长时间不使用，建议在充满电的状态下保管。

③ 使用后的保养方法

- 请使用干布轻轻地擦拭仪器表面，防止水气或液体进入仪器内部。不能用消毒器（紫外线消毒器）等实施灭菌。
- **每次使用后请用沾有消毒用酒精的布从根部向端部轻柔地擦拭每一根硅胶材质的梳齿，并在擦掉油分和头发护理剂后再保管。硅胶成分或油剂成分的附着将会促使梳齿老化。**

※硅胶材质的梳齿是易耗品。如果希望更换梳齿，请向 ELECTRON 顾客服务中心咨询。



## ● 规格

额 定	AC100-240V 50/60Hz DC5V 2.4A
电 池 规 格	锂离子电池 (3.6V 960mAh 3.456Wh)
外 观 尺 寸 (包括梳齿部分)	约 W42xH200xD42mm (安装面部用配件时) 约 W100xH241xD42mm (安装身体用配件时)
质 量	安装面部用配件时：约 197g 安装身体用配件时：约 278g
材 质	本体：ABS 树脂 梳齿：硅胶 (顶端部：不锈钢)
制 造 国	日本

- 连续使用时间的参考标准约为 300 分钟。(该时间会因电池状态而存在差异)
- 废弃时请遵守各国各地区规定的废弃方法。

## ● 常见问题及故障解决方法

- 有困难时或使用中感到异常时，请确认官网上商店内登载的“常见问题及故障解决方法”。如果确认后，症状仍未能改善，请向次页标注的 ELECTRON 顾客服务中心咨询。
- 如果希望保养产品，请扫描次页标注的二维码申请 ELECTRIC 芭丽美容梳售后服务。

ELECTRON  
ONLINE SHOP



# 保修规定

本保修证书承诺自购买日期起算的下列期限内如果发生故障，将按照本保修证书的所述内容提供免费维修。

对顾客填写的个人信息的使用目的如下记载所示。

1. 如果在遵守使用说明书等的注意事项和禁忌事项的使用状态下质保期内发生故障，对本体及配件（不包括梳齿部分）自购买日期起算的1年内提供免费维修；对梳齿部分及充电专用的交流电源适配器、专用充电线在半年内提供免费维修。
  2. 即使处于质保期内，如果属于以下情形，将提供有偿维修。
    - (1) 因错误使用、不当的维修及改造造成的故障及损害
    - (2) 顾客购买后因运输、跌落等引起的故障及损害
    - (3) 火灾、地震、水灾、雷击、其他自然灾害及公害、盐害、气害、异常电压导致的故障及损害
    - (4) 搭载于车辆、船舶等的情形下发生的故障及损害
    - (5) 更换电池或已消耗或磨损的零部件的情形
    - (6) 通过二手货买卖、个人买卖、网上拍卖及网上的转售店等购买的情形
  3. 本保修证书仅在日本国内有效。
  4. 本保修证书不予补发，因此请与标明了顾客购买日期的明细单一起妥善保管。
- ※所填写的顾客个人信息（保修证书回执）可能会被用于质保期内的免费维修服务及此后的安全检查活动，敬请知悉。



销售商：有限公司 GM CORPORATION  
邮编 531-0072 大阪府大阪市北区丰崎 3-6-8 TO 大厦 2F



ELECTRON 顾客服务中心

免费电话 **0120-66-7170**

受理时间：周一~周五 11:00-18:00（法定节假日除外）



ELECTRIC 芭丽美容梳售后服务

<https://gm-beauty.jp/contact/>  
※扫描二维码后就会生成输入表格。



