

THANK YOU.

保証書

本書はご購入の日から下記期間中に故障が発生した場合に、本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。ご購入いただく個人情報の利用は下記に記載しております。

〈保証規定〉

- 1.取扱説明書等の注意事項や禁忌事項に従った使用状態で保証期間内に故障した場合は、本体およびアタッチメント(クシ部分を除く)はご購入日より1年間、クシ部分および専用充電ACアダプター・専用充電ケーブルは半年間無料修理いたします。
 - 2.保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
 - (1)使用上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損害
 - (2)お買い上げ後の輸送、落下などによる故障および損害
 - (3)火災・地震・水害・落雷・その他天災地変および公害・塩害・ガス害・異常電圧による故障および損害
 - (4)車両・船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損害
 - (5)電池や消耗または摩耗した部品交換の場合
 - (6)中古品・個人売買・ネットオークションおよびインターネット上の転売店等で購入された場合
 - 3.本書は日本国内においてのみ有効です。
 - 4.本書は再発行いたしませんので、ご購入年月日記載の明細書とともに大切に保管してください。
- ※記入いただいたお客様の個人情報(保証書控)は、保証期間内に無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

商品名	デンキバリブラシ®2.0用 ボディアタッチメント		
保証期間	アタッチメント(クシ部分除く)	ご購入日から 1年間	
	クシ部分	ご購入日から 半年間	
製品番号	S/N	ご購入日	年 月 日
お客様	〒 ご住所 _____		
	お名前	電話番号 ()	-
販売店	住所/販売店名 電話番号 () -		



発売元：有限会社 GMコーポレーション
〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-6-8 TOビル2F

① エレクトロン カスタマーサポートセンター ② デンキバリブラシ アフターサポート

通話料無料 0120-66-7170
受付時間:月-金 11:00-18:00(祝祭日を除く)

<https://gm-beauty.jp/contact/>
※QRコードを読むと
入力フォームが起動します。




保管用

保証書付 ver.1

取扱説明書 Instruction manual 使用说明书

BODY ATTACHMENT FOR DENKI BARI BRUSH® 2.0

デンキバリブラシ®2.0用 ボディアタッチメント



ELECTRON
LAB

目次 / Table of contents / 目录

日本語	安全上のご注意	2
	同梱物	6
English	Safety precautions	7
	Included items	11
	Warranty provisions	12
中文	安全注意事项	13
	随附物品	17
	保修规定	18
	保証書/Warranty/保修证书	19

デンキバリブラシ® 2.0用 ボディアタッチメントをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ・取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ・ご使用前に「安全上のご注意」(P.2-5)を必ずお読みください。
- ・保証書は裏表紙に付属しています。
- ・この取扱説明書は、大切に保管してください。

Thank you very much for purchasing the Body Attachment for "DENKI BARI BRUSH® 2.0".

- ・Please read the instruction manual thoroughly to ensure correct and safe use.
- ・Please read the "Safety precautions" (P.7-10) before use.
- ・The warranty is attached on the back cover.
- ・Please store this instruction manual in a safe place.

衷心感谢您本次购买ELECTRIC芭丽美容梳® 2.0。

- ・请在仔细阅读使用说明书的基础上正确安全地使用本产品。
- ・使用前请务必阅读“安全注意事项”(P.13-16)。
- ・保修证书附置于使用说明书的封底。
- ・请妥善保管本使用说明书。

安全上のご注意

- ・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ・異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、修理をご依頼ください。
- ・故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・注意事項は下記のように区分し、内容を定義しております。安全に関する重大な内容を記載しておりますので必ずお守りください。

【表示の説明】

 危険	取り扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
 警告	取り扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
 注意	取り扱いを誤った場合、人が障害を負う可能性または、物的損害が発生する可能性が想定される内容です。
 禁止	この記号は「禁止」(しないでください)を示します。
 強制	この記号は「強制」(必ずしてください)を示します。

危険 (ご使用に関して)

 禁止	・次のような医用電子機器との併用はしないでください。 ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器や人工心肺など 生命維持用医用電子機器や心電計など装着型医用電子機器
--	---

⚠ 警告 (ご使用に関して)



禁 止

- ・本製品およびACアダプターを浴室/サウナなどで使用しないでください。感電・発火・ショートのおそれがあります。
- ・次のような方は使用しないでください。事故やトラブルのおそれがあります。不明な点は医師に相談の上その指示に従ってください。
急性疾患・内臓疾患・発熱している方・血圧異常・伝染病疾患・結核症疾患・悪性腫瘍・血液疾患・皮膚病・アトピー性皮膚炎・アレルギー体質・特に肌や皮膚が敏感な方・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害による毛細血管拡張を起こしている方・疲労の激しい方・体調がすぐれない方・飲酒や薬を服用中の方・日焼けによる炎症を起こしている方・医師が禁止した場合・妊娠中、生理中の方
- ・下記部位には使用しないでください。事故や肌/身体へのトラブルのおそれがあります。
整形手術をした部位・眼球/まぶた/耳/口の中などの粘膜・湿疹・のどぼとけ・かぶれ・にきびなど炎症を起こしている部位・金属/プラスチック/シリコンなどを埋め込んでいる部位・かゆみ/物的刺激などによる炎症・シミ(色素沈着)などのある部位
- ・本製品の青・赤の光線を直接見ないでください。事故やトラブルのおそれがあります。
- ・使用中または充電中に異常発熱する場合は直ちに使用を中止してください。故障や発火の原因となります。
- ・用途以外の目的で使用しないでください。

⚠ 警告 (本体に関して)



禁 止

- ・本製品を火中投下・加熱・高温で充電・保管しないでください。発熱・発火・破裂の原因となります。
- ・分解、改造などを行わないでください。火災・感電・ケガの原因となります。
- ・子どもの手の届く場所に保管しないでください。事故やトラブルのおそれがあります。

警告 (本体に関して)



禁止

- ・本製品を落としたりぶつけたりしないでください。本体が故障、または事故やトラブルの恐れがあります。
- ・100-240V以外では使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- ・ACアダプターおよび充電ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- ・ACアダプターや充電ケーブルが破損しているときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因となります。
- ・濡れた手でACアダプターをコンセントから抜き差ししないでください。感電・ショート・発火の原因となります。

警告 (ご使用に関して)



強制

(必ず守る)

- ・痛感や不調を感じた場合はすぐに使用を中止してください。
- ・肌や頭皮に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。異常を感じられた場合や合わない場合は使用を中止してください。トラブルの原因となります。
- ・使い始めの方や敏感肌の方は、使用時間を短めにして様子を見ながら使用してください。
- ・使用時間や使用頻度は必ず取扱説明書の指示を守ってください。

警告 (本体に関して)



強制

(必ず守る)

- ・ご使用後のお手入れの際は必ず電源をOFFにし、ACアダプターをコンセントから抜いてください。火災やケガの原因となります。
- ・ご使用の際異常が発生したら、電源をOFFにし、コンセントからACアダプターを抜き、直ちに使用を中止してください。その後、【エレクトロニクスカスタマーサポートセンター】まで修理・点検を依頼してください。

注意 (ご使用に関して)



禁止

- ・オイルや油分があるものは使用しないでください。クシの劣化を著しく早める等の原因となります。
- ・クシ部分を引っ張る、強い圧をかけるなどの使い方をしないでください。クシが折れるなど製品が損傷する場合があります。
- ・本製品は、ボディ専用アタッチメントです。頭部・顔には使用しないでください。トラブルの恐れがあります。

注意 (本体に関して)



禁止

- ・湿気・ホコリの多い場所で保管しないでください。故障の原因となります。
- ・お手入れの際はベンジン/アセトン/シンナーなどで製品を拭かないでください。故障の原因や製品表面を変化させる可能性があります。

注意 (本体に関して)



強制
(必ず守る)

- ・充電する際は本体電源をOFFにした状態で行ってください。故障の原因となります。
- ・本製品に使用する付属品は必ず当社指定製品をご使用ください。故障の原因となります。
- ・ACアダプターをコンセントから抜くときは、必ずACアダプターの側面を持って抜いてください。感電・ショート・発火の原因となります。

SURPRISE & HAPPINESS FOR EVERYONE.




同梱物

ボディ アタッチメント




取扱説明書(保証書付き)



※アタッチメントの固定には、簡単に着脱可能なマグネット式を採用しています。

●アタッチメントの交換方法

- ・アタッチメントの交換は本体電源をOFFにした状態で行ってください。
- ・アタッチメントを取り外す際は、本体をしっかりと握りアタッチメントを上方向に引き抜いてください。
- ・アタッチメントを取り付ける際は、手や指などを挟み込まないようにご注意くださいのうえ、向きをよく確認し本体へまっすぐ奥まではめ込んでください。



※本体:別売品

●仕様

外形寸法	約W100×H127×D42mm
質量	137g
材質	本体:ABS樹脂 クシ:シリコン(先端部:ステンレス)
製造国	日本

・廃棄する際は各自治体の廃棄方法に従ってください。

Safety Precautions

- Before using this product, please read the "Safety Precautions" carefully to ensure proper use.
- In the event of an abnormality, discontinue use immediately and request repair.
- Do not use the product in a malfunctioning state, as it may cause physical harm to the user.
- The following are classified as precautions and their contents are defined as follows. Important safety information is provided, so please be sure to observe it.

【Description of indications】

 Danger	Not following the contents of this indicator may result in serious injury or even the risk of death.
 Caution	Not following the contents of this indicator may cause personal injuries death or property damage.
 Attention	Not following the contents of this indicator may cause personal injuries or property damage.
 Prohibited	This indicator means "Prohibited" (do not do).
 Mandatory	This indicator means "Mandatory" (must do).

 Danger (Regarding use)	
 Prohibited	• Do not use together with the following types of medical electronic devices. Implantable medical electronic devices such as pacemakers, life-supporting medical electronic devices such as artificial heart lungs, and wearable medical electronic devices such as electrocardiographs.



Caution (Regarding use)



Prohibited

- Do not use this product or the AC adapter in a bathroom/sauna. This may cause electric shock, fire, or short circuiting.
- Do not use this product if you fall under any of the following conditions. This may cause accidents or problems. If you have any questions, please consult your physician and follow their instructions. Acute disease/internal disease/fever/abnormal blood pressure/infectious disease/tuberculosis/malignant tumor/blood disease/skin disease/atopic dermatitis/allergic diathesis/particularly sensitive skin/those with capillary vasodilation due to long-term use of steroidal hormones or liver dysfunction/severe fatigue/those who are not in good physical condition/those drinking alcohol or taking medications/those with sunburn irritation/those who have been prohibited by a physician, are pregnant, or menstruating.
- Do not use on the following areas. It may result in accidents or skin/body problems.
Areas where orthopedic surgery has been performed, inflamed areas such as mucous membranes, eczema, throat sores, rashes, acne, etc. inside the mouth, on the eyes, eyelids or ears, areas with implanted metal, plastic, silicon, etc., itching, inflammation caused by physical irritation, stains (pigmentation), etc.
- Do not look directly into the blue and red rays emitted by this product. It may result in accidents or problems.
- If abnormal heat is generated during use or charging, discontinue use immediately. Failure to do so may cause malfunction or fire.
- Do not use for any purpose other than its intended use.



Caution (Regarding the main unit)



Prohibited

- Do not charge or store this product next to fire, close to heat, or at high temperatures. It may cause overheating, ignition, or rupture.
- Do not disassemble or modify the product. This may cause fire, electric shock, or injury.
- Store in a safe place out of reach of children. Failure to do so may result in accidents or other problems.



Caution (Regarding the main unit)



Prohibited

- Do not drop or hit this product. The main unit may malfunction, or accidents or problems may occur.
- Do not use the product with any voltage other than 100-240V. This may cause fire, electric shock, or malfunction.
- Do not damage, forcibly bend, pull, twist, bundle, place heavy objects on, or pinch the AC adapter and charging cable. This may cause fire, electric shock, or malfunction.
- Do not use the AC adapter or charging cable if it is damaged. This may cause electric shock, short circuiting, or fire.
- Do not plug or unplug the AC adapter from the power outlet with wet hands. This may cause electric shock, short circuiting, or fire.



Caution (Regarding use)



Mandatory (Must be followed)

- If you experience pain or discomfort, discontinue use immediately.
- Use with caution to avoid skin or scalp irritation. If you experience any abnormalities or if the product does not suit you, please discontinue use. Failure to do so may cause problems.
- Those who are just starting to use the product or have sensitive skin should shorten the time of use while monitoring the condition of your skin.
- Please be sure to follow the instructions in the instruction manual for the duration and frequency of use.



Caution (Regarding the main unit)



Mandatory (Must be followed)

- When cleaning after use, be sure to turn off the power and unplug the AC adapter from the outlet. Failure to do so may cause fire or injury.
- If an abnormality occurs during use, turn off the power, unplug the AC adapter from the outlet, and discontinue use immediately.
- Afterwards, please contact the [ELECTRON Customer Support Center] to request repair or inspection.



Attention (Regarding use)



Prohibited

- Do not use oil or substances containing oil. This can significantly accelerate the deterioration of the comb, etc.
- Do not pull or apply strong pressure to the comb portion. This may result in damage to the product, such as the comb breaking.
- This attachment is for body use only. Do not use it around the head & face. Failure to do so may cause problems.



Attention (Regarding the main unit)



Prohibited

- Do not store in a humid or dusty place. This may cause malfunction.
- When cleaning, do not wipe the product with benzene/acetone/thinner. This may cause malfunction or alter the surface of the product.



Attention (Regarding the main unit)



Mandatory
(Must be followed)


- Please turn off the power to the main unit when charging. Failure to do so may cause malfunction.
- Please be sure to use the accessories specified by us for this product. Failure to do so may cause malfunction.
- When unplugging the AC adapter from the power outlet, be sure to hold the AC adapter by its sides. Failure to do so may cause electric shock, short circuiting, or fire.

SURPRISE & HAPPINESS FOR EVERYONE.




Included items

Body attachment




Instruction manual (with warranty)



*A magnet system is used to secure the attachment for easy attachment and removal.

● How to replace attachments

- Attachments should be replaced while the power of the main unit is turned off.
- When removing an attachment, grasp the main unit firmly and pull the attachment upward.
- When attaching an attachment, be careful not to get your hand or fingers caught in it and check the direction of the attachment carefully before inserting it straight back into the main unit.



*Main unit: Sold separately

● Specifications

Dimensions	Approx. W100×H127×D42mm
Weight	137g
Material	Main unit: ABS resin Comb: Silicon (Tip: Stainless steel)
Country of manufacture	JAPAN

*When disposing of the product, please follow the disposal method of your area.

Warranty provisions

In the event of a malfunction during the following period from the date of purchase, this document warrants to repair the product free of charge in accordance with the contents described in this document.

The use of the personal information provided by you is described below.

1. If the product malfunctions within the warranty period under conditions of use in accordance with the precautions set forth in the instruction manual, etc., the main unit and attachments (excluding the comb portion) will be repaired free of charge for one year from the date of purchase, and the comb, dedicated charging AC adapter and dedicated charging cable will be repaired free of charge for six months.
2. Repairs will be charged in the following cases even if it is within the warranty period.
 - (1) Malfunction or damage due to incorrect use, improper repair or modification.
 - (2) Malfunction or damage due to transportation, dropping, etc. after purchase
 - (3) Malfunction or damage due to fire, earthquake, flood, lightning or other natural disasters, pollution, salt damage, gas damage, or abnormal voltage
 - (4) Malfunction or damage caused by assembling on a vehicle, ship, etc.
 - (5) When replacing batteries or worn parts.
 - (6) When purchased as a second-hand product, through private sales, online auctions, or resale stores on the Internet.
3. This document is only valid in Japan.
4. This document will not be reissued, so please keep it in a safe place along with an itemized invoice showing the date of purchase.

* Please note that your personal information (copy of the warranty) may be used to provide free repair services during the warranty period and for subsequent safety inspection activities.



Manufacturer: GM CORPORATION

3-6-8 Toyosaki, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka Prefecture, 531-0072

 **ELECTRON Customer Support Center**

Toll-free number **0120-66-7170**

Reception hours:

Monday-Friday 11:00-18:00 (excluding national holidays)

 **DENKI BARI BRUSH After-sales Service**

<https://gm-beauty.jp/contact/>

* Scan the QR code
to activate the input form.



安全注意事项

- 使用本产品前，请仔细阅读本使用说明书的“安全注意事项”，正确使用。
- 如果发生了异常，请立即停止使用并委托维修。
- 切勿在故障状态下使用，否则可能会对身体造成不利影响。
- 注意事项分类如下，并对内容进行了定义。同时标明了与安全有关的重要内容，请务必遵守。

【标识说明】

 危 险	表示若无视此标识进行误操作，极有可能会导致人员死亡或身负重伤。
 警 告	表示若无视此标识进行误操作，可能导致人员死亡或身负重伤。
 注 意	表示若无视此标识进行误操作，可能导致人体残疾或物品损伤。
 禁 止	该符号表示“禁止”(请不要)。
 强 制	该符号表示“强制”(请务必)。

危 险 （关于使用）

 禁 止	· 请不要与如下所述的医用电子仪器同时使用。 心脏起搏器等体内植入式医用电子仪器或人工心肺等维持生命用医用电子仪器或心电图机等安装型医用电子仪器。
---	---

警告（关于使用）



禁止

- 请不要在浴室/桑拿房等场所使用本产品与交流电源适配器。否则可能会引发触电、起火、短路。
- 如下所述的人士请不要使用。否则可能会引发事故和健康问题。如有不明之处，请向医生咨询并遵医嘱行事。
患有急性疾病、内脏疾病、发热的人士、血压异常、传染病疾病、结核类疾病、恶性肿瘤、血液疾病、皮肤病、特应性皮炎、过敏体质、尤其是肌肤或皮肤敏感的人士、长期使用糖皮质类激素药物或由于肝功能障碍引发毛细血管扩张的人士、过度疲劳的人士、身体状况不佳的人士、饮酒或服用药物期间的人士、因日晒引发炎症的人士、医生禁止使用的情形、妊娠期内，生理期内的人士。
- 请不要在以下部位使用。否则可能会引发事故和肌肤/身体健康问题。
接受了整形手术的部位、眼球/眼睑/耳/口中等的粘膜、湿疹、喉结、发炎、引发了痤疮等炎症的部位、已埋入金属/塑料/硅胶等的部位、因瘙痒/物理刺激等引发炎症、有色斑(色素沉着)等的部位。
- 请勿直接目视本产品的蓝色、红色光线。否则可能会引发事故和健康问题。
- 如果使用或充电时异常发热，请立即停止使用。否则可能会引发故障和起火。
- 请不要用于产品用途以外的其他目的。

警告（关于本体）



禁止

- 请不要将本产品丢入火中、加热或在高温下充电、保管。否则可能会引发热、起火、破裂。
- 请勿进行拆解、改造等。否则可能会引发火灾、触电、受伤。
- 请勿保管在儿童可以触及的场所。否则可能会引发事故和健康问题。



警告（关于本体）



禁止

- 请避免本产品跌落或受到撞击。否则可能会引发本体故障、事故和健康问题。
- 请不要在100-240V以外的电压下使用。否则可能会引发火灾、触电、故障。
- 请不要损伤、或过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎、承载重物、夹紧交流电源适配器及充电线。否则可能会引发火灾、触电、故障。
- 交流电源适配器和充电线已破损时请勿使用。否则可能会引发触电、短路、起火。
- 请不要用湿手从插座上插拔交流电源适配器。否则可能会引发触电、短路、起火。



警告（关于使用）



强制
(务必)

- 如果感觉到痛感或不舒服，请立即停止使用。
- 使用时请充分注意肌肤和头皮是否发生异常。如果感到异常或不适，请停止使用。否则可能会引发健康问题。
- 刚开始使用者和肌肤敏感人士请缩短使用时间，观察情况并使用。
- 使用时间和使用频率，请务必遵守使用说明书的要求。



警告（关于本体）



强制
(务必)

- 使用后保养时请务必关闭电源，并从电源插座拔下交流电源适配器。否则可能会引发火灾和受伤。
- 如果使用时发生异常，请关闭电源，从插座拔下交流电源适配器，并立即停止使用。此后请委托【ELECTRON顾客服务中心】维修检查。

注意（关于使用）



禁止

- 请不要使用油剂或含有油分的清洁剂。
否则可能会使梳齿显著快速老化等。
- 请避免采用拉伸梳齿部分、施加强大压力等的使用方法。
否则可能会导致梳齿折断等产品损伤。
- 本产品为身体用配件，请不要用在头皮、面部。
否则可能会引发事故和肌肤/身体健康问题。

注意（关于本体）



禁止

- 请勿保管在潮湿和灰尘较多的地方。否则可能会引发故障。
- 保养时请不要用汽油/丙酮/香蕉水等擦拭产品。
否则可能会引发故障或导致产品表面发生变化。

注意（关于本体）



强制
(务必)

- 请在关闭本体电源的状态下充电。否则可能会引发故障。
- 在本产品上使用的附属品请务必使用本公司指定产品。
否则可能会引发故障。
- 从插座上拔下交流电源适配器时,请务必手持交流电源适配器的
侧面拔出。否则可能会引发触电、短路、起火。

SURPRISE & HAPPINESS FOR EVERYONE.




随附物品

身体用配件




使用说明书（附带保修证书）



※本产品采用能够简单拆装的磁铁方式固定配件。

●配件的更换方法

- 请在关闭本体电源的状态下更换配件。
- 拆卸配件时请握紧本体并向上拔出配件。
- 安装配件时，请注意不要夹住手掌或手指等，请仔细确认朝向，朝着最里面径直嵌入本体。



●仕様

外观尺寸	约W100×H127×D42mm
质量	137g
材质	本体:ABS树脂 梳齿:硅胶(顶端部:不锈钢)
制造国	日本

・废弃时请遵守各国各地区规定的废弃方法。

保修规定

本保修证书承诺自购买日期起算的下列期限内如果发生故障，将按照本保修证书的所述内容提供免费维修。

对顾客填写的个人信息的使用目的如下记载所示。

1. 如果在遵守使用说明书等的注意事项和禁忌事项的使用状态下质保期内发生故障，对本体及配件（不包括梳齿部分）自购买日期起算的1年内提供免费维修；对梳齿部分及充电专用的交流电源适配器、专用充电线在半年内提供免费维修。
2. 即使处于质保期内，如果属于以下情形，将提供有偿维修。
 - (1) 因错误使用、不当的维修及改造造成的故障及损害
 - (2) 顾客购买后因运输、跌落等引起的故障及损害
 - (3) 火灾、地震、水灾、雷击、其他自然灾害及公害、盐害、气害、异常电压导致的故障及损害
 - (4) 搭载于车辆、船舶等的情形下发生的故障及损害
 - (5) 更换电池或已消耗或磨损的零部件的情形
 - (6) 通过二手货买卖、个人买卖、网上拍卖及网上的转售店等购买的情形
3. 本保修证书仅在日本国内有效。
4. 本保修证书不予补发，因此请与标明了顾客购买日期的明细单一起妥善保管。

※所填写的顾客个人信息（保修证书回执）可能会被用于质保期内的免费维修服务及此后的安全检查活动，敬请知悉。



销售商：有限公司 GM CORPORATION

邮编 531-0072 大阪府大阪市北区丰崎 3-6-8 TO 大厦 2F

 ELECTRON 顾客服务中心

免费电话

0120-66-7170

受理时间：周一～周五 11:00-18:00（法定节假日除外）

 ELECTRIC 芭丽美容梳售后服务

<https://gm-beauty.jp/contact/>

※扫描二维码后就会生成输入表格。

