

お得意様各位

〒140-0002  
東京都品川区東品川 2-2-8  
スフィアタワー天王洲 21 階  
株式会社ホルスター  
マーケティング本部

**二品系ストーマ装具「やわびた面板 セラプラス™(二品系)」**  
**追加ラインアップ発売のご案内**

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

この度、スキンケア(セラミド配合)セラプラス™シリーズより、二品系軟性凸面型面板「やわびた面板 セラプラス™(二品系)」の追加ラインアップを発売いたします。

テープ使用が難しい方向けに、全面皮膚保護剤の「やわびた面板 セラプラス™(二品系)テープなしタイプ」を発売するとともに、オストメイト専用テープ付の製品につきましても、プレカット製品の孔径サイズバリエーションを拡充いたします。

セラプラス™シリーズは、Fit(ぴたっと密着)&Formulation(こだわり成分)をコンセプトとし、皮膚トラブルの主な原因である“排泄物の漏れ”と“機械的刺激”の両方にアプローチすることで、365 日ずっと、健康な肌を守り続けることを追求した製品です。

今回、ラインアップを拡充することで、入院中から退院後の変化までより幅広く、シリーズ内で統一してご使用いただけるようになりました。これにより、医療者ならびにオストメイトの皆様における装具選択・変更時の負担軽減と、健康な肌の維持に寄与できるものと考えております。

ご不明な点等ございましたら、弊社営業担当者もしくはカスタマー・サービス

(TEL:0120-032-950 または cs.info@Hollister.co.jp) までご連絡いただけますようお願い致します。今後ともより一層のご高配を賜ります様、お願い申し上げます。

謹白

記


- 正式発売日： 2026 年 10 月 2 日(金)
- ラインアップ概要： ※詳細は次ページをご確認ください。
  - ① 二品系軟性凸面型面板 全面皮膚保護剤 の新規追加  
製品名:「やわびた面板 セラプラス™(二品系) テープなしタイプ」
  - ② 二品系軟性凸面型面板 オストメイト専用テープ付皮膚保護剤の孔径ラインアップの追加  
製品名:「やわびた面板 セラプラス™(二品系)」
- ※ニューイメージシリーズ、キャップのシリーズのストーマ袋と組み合わせてご使用頂けます。
- 包装単位： 5 枚/箱
- 価格(非課税)： 4,550 円
- 皮膚保護剤の種類： セラプラス™皮膚保護剤(スキンケア成分 セラミド配合)  
(貼付期間目安: ~5 日、成分: CMC/ペクチン/PIB/水素添加 SBR/セラミド\*)
- 形状の特長： ※別紙参照

## 【製品ラインアップ】

| ①全面皮膚保護剤                  |               |            |          |             |          |             |
|---------------------------|---------------|------------|----------|-------------|----------|-------------|
| やわびた面板セラプラス™（二品系）テープなしタイプ |               |            |          |             |          |             |
| 製品番号                      | JAN コード       | 開孔部<br>タイプ | 孔径       | フランジ<br>サイズ | 包装<br>単位 | 価格<br>(非課税) |
| <b>15702</b>              | 0610075098194 | お好みカット     | 13－25 mm | 44 mm       | 5 枚/箱    | 4,550 円     |
| <b>15703</b>              | 0610075098309 |            | 13－38 mm | 57 mm       |          |             |
| <b>15704</b>              | 0610075098323 |            | 13－51 mm | 70 mm       |          |             |
| <b>157102</b>             | 0610075098330 | フレカット      | 19 mm    | 44 mm       |          |             |
| <b>157103</b>             | 0610075098415 |            | 22 mm    | 44 mm       |          |             |
| <b>157104</b>             | 0610075098422 |            | 25 mm    | 44 mm       |          |             |
| <b>157105</b>             | 0610075098439 |            | 29 mm    | 57 mm       |          |             |
| <b>157106</b>             | 0610075098446 |            | 32 mm    | 57 mm       |          |             |
| <b>157107</b>             | 0610075098460 |            | 35 mm    | 57 mm       |          |             |
| <b>157108</b>             | 0610075098477 |            | 38 mm    | 57 mm       |          |             |
| <b>157109</b>             | 0610075098484 |            | 41 mm    | 70 mm       |          |             |
| <b>157110</b>             | 0610075098491 |            | 44 mm    | 70 mm       |          |             |
| <b>157111</b>             | 0610075098507 |            | 51 mm    | 70 mm       |          |             |

| ②オストメイト専用テープ付皮膚保護剤 |               |            |       |             |          |             |
|--------------------|---------------|------------|-------|-------------|----------|-------------|
| やわびた面板セラプラス™（二品系）  |               |            |       |             |          |             |
| 製品番号               | JAN コード       | 開孔部<br>タイプ | 孔径    | フランジ<br>サイズ | 包装<br>単位 | 価格<br>(非課税) |
| <b>11902</b>       | 0610075097999 | フレカット      | 19 mm | 44 mm       | 5 枚/箱    | 4,550 円     |
| <b>11907</b>       | 0610075098002 |            | 35 mm | 57 mm       |          |             |
| <b>11908</b>       | 0610075098026 |            | 38 mm | 57 mm       |          |             |
| <b>11909</b>       | 0610075098040 |            | 41 mm | 70 mm       |          |             |
| <b>11910</b>       | 0610075098101 |            | 44 mm | 70 mm       |          |             |
| <b>11911</b>       | 0610075098125 |            | 51 mm | 70 mm       |          |             |

## 【外観】

| 製品個装箱外観                                                                             | 製品外観                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>   </div> <div> <p>全面皮膚保護剤<br/>(テープなしタイプ)</p> <p>オストメイト専用<br/>テープ付皮膚保護剤</p> </div> |

以上

● 形状の特長

二品系軟性凸面型面板－全面皮膚保護剤  
「やわびた 面板 セラプラス™(二品系) テープなしタイプ」

1) 凸面形状－「やわびた」の特長を継承

6 mmの深さでやわらかく、柔軟性が高いため様々な腹壁の形状・変化に追従し、入院中から退院後の変化にもぴったり密着し漏れを防ぐ



2) 外縁部の形状－テーパーエッジ仕様

面板外縁部が適度に薄い

- やわらかく柔軟なため、腹壁の凹凸に追従しやく、しっかり密着
- 適度な厚みで貼りやすい

3) 嵌合部の形状－指の入りやすい新浮動型フランジ

- 手術後の痛みのある腹部を圧迫する事なく装着が可能
- 面板の柔軟性を妨げずに追従をサポート



※テープ付の画像です。フランジ部は共通。

4) 豊富な孔径ラインアップ及びコンベックスインサート内蔵

- お好みカット 3 種に加え、プレカットは、19～51 mmまで 10 種類ご用意することで、多様なストーマ・腹壁に対し対応可能
- 豊富なコンベックスインサートにより適切な位置に力をかけることで漏れを防ぐ

二品系軟性凸面型面板－オストメイト専用テープ付皮膚保護剤  
「やわびた 面板 セラプラス™(二品系)」

1) 凸面形状－「やわびた」の特長を継承

6 mmの深さでやわらかく、柔軟性が高いため様々な腹壁の形状・変化に追従し、入院中から退院後の変化にもぴったり密着し漏れを防ぐ

2) 外縁部の形状－オストメイト専用テープ

外縁部にはオストメイト専用テープを採用し、さらなる密着をサポート



3) 嵌合部の形状－指の入りやすい新浮動型フランジ

- 手術後の痛みのある腹部を圧迫する事なく装着が可能
- 面板の柔軟性を妨げずに追従をサポート

4) 豊富な孔径ラインアップ及びコンベックスインサート内蔵

- お好みカット 3 種に加え、プレカットは、19～51 mmまで 10 種類ご用意することで、多様なストーマ・腹壁に対し対応可能
- 豊富なコンベックスインサートにより適切な位置に力をかけることで漏れを防ぐ

以上

ご使用される前に、使用説明書、警告、注意事項等をご確認ください。

Hollister (ホリスター) のロゴ、CeraPlus (セラプラス) はホリスター社の商標です。その他のすべての商標と著作権はそのそれぞれの所有者に帰属 © 2026 Hollister Incorporated



\*セラプラス™皮膚保護剤は、アルケア株式会社のリモイス技術を使用しています。