



99% Protection | Made in JAPAN


Replacement FILTER

Designed exclusively for BEVOR

www.threerunnersglobal.com

高性能フィルターマスク BEVOR専用フィルター
★日本製★
別売りBEVORマスク用のフィルターです。
フィルター単体でのご使用はできません。

10 pcs inside



BE OR
take a deep breath

This filter does not function as a face mask alone.
To be used with BEVOR, Anti Pollution & Generic Mask.

How to Wear



Place over nose and mouth and wear elastic band around ear. The nose bridge should be on the upper side. Adjust nose bridge to fit the shape of nose and fix so there are no space between the face and mask.

*Specifications

Filtering Efficiency	99.2%
Inhalation Resistance	56.0Pa
Measurement Conditions: Filtering Efficiency : Particle Size NaCl 0.1µm Inhalation Resistance : Flow Rate 40L/min	

Measurement by Kuraray Kuraflex Co.,Ltd.
The figures are actual measurements and not performance guarantee.

Adjustable Nose Bridge:

Lightweight special resin material. Wire maintains shape that fits perfectly on face and holds mask in place.

Image Wearing Filter:

Unique leak proof flap design of mask for perfect fit as shown in image

Body Material:

Light weight with high breathability. Upper material used in running shoes.

Re-Usable Mask Body:

Can be washed and used repeatedly.

Comfortable Shape:

Three-dimensional structure for perfect fit.

Super High Performance Disposable Filter:

Thin and light filter by the latest Japanese technology allows easy breathing while blocking ultrafine particles.

Disposable Filter

※Make sure filter is worn right-side up as shown in diagram.

Warning

専用フィルター使用方法
・フィルターには表裏はありませんが、使用後表裏を反対にして再利用することはできません。
・フィルターは中央の赤色線方向に従って装着し、鼻、顎にあたる箇所は、フィルターの切り込み部分を重ね合わせて装着してください。
・フィルター交換時期は使用環境、個人差により異なりますが、衛生上、早めの交換をお勧めします。汚れやにおいが発生した場合には必ず新しいフィルターと交換してください。

ご使用上の注意

・本品は有害な粉塵やガス等が発生する場所での使用や、それを防ぐ目的には使用できません。
・マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
・必ず専用のフィルターを装着の上、ご使用ください。専用のフィルター以外は使用しないでください。
・万一、肌にかゆみ、かぶれ等の症状があらわれた場合は使用を中止し医師にご相談ください。
・マスクのにおいにより気分が悪くなった場合は使用を中止してください。
・マスク本体は洗濯により再使用できますが、専用フィルターは使い切り製品のため、洗濯などによる再使用はできません。
・マスク本体の洗濯は、水またはぬるま湯にて手洗いしてください。洗濯後は、直射日光を避けて陰干ししてください。
・幼児の手の届かない所に保管してください。
・火気のそばでの使用はおやめください。
・使用環境、個人差により眼鏡が曇る場合があります。作業や運転の際は十分にご注意ください。
・本製品はBEVORマスク用に設計されています。他製品への利用、再加工はおやめください。

(一社)日本衛生材料工業連合会自主基準による表示	
品名	交換用フィルター (商品名ビーバーマスク専用フィルター)
対象	風邪・花粉・ほこり等
素材	専用フィルター ・メルトブローン層: ポリプロピレン ・スピンボンド層: ポリプロピレン、ポリエチレン
入数	専用フィルター 10枚
製造・販売者名	MORITO モリトジャパン株式会社 〒111-0043 東京都台東区駒形2丁目4番8号 TEL: 03-3842-7224
包装材の材質	ポリプロピレン

Scan the QR Code to view our powerful filter.



10PJAN

Chennai: threerunners@srinandaimpex.in
Produced by Morito Co., Ltd. Japan