

Japan Polymer Technology Co., LTD

練習用持針器・腹腔鏡手術下縫合練習用製品のパイオニア

日本高分子技研株式会社


Company & Products We Carry

JPTC Laparoscopic Training Lab that fits in your bag





Needle holders JPTC-TS,TL,TR



長時間使用しても身体への負担が小さい
折り鶴を1万羽以上折っても壊れない

JPTC-TS ストレート
JPTC-TL 左カーブ
JPTC-TR 右カーブ

- ・ハンドルがチタン合金製なので軽量
 - ・ラチェットフリーになる
 - ・甘噛みができる
 - ・ウェットラボでの使用可能（適切な滅菌処理必要）
 - ・定価：¥34,000（送料、消費税別）
- 臨床では使用できません**




Needle holders JPTC-TS,TL,TR




- ハンドル材料 : チタニウム合金製
- シャフト : 有効長 330mm 直径 Φ 5mm
- 把持部 : タングステンカーバイド焼結
- ラチェット : 有り フリー機能付き
- 洗浄ポート : 有り
- 滅菌 : ウェットラボでの使用後は要滅菌処理



臨床では一切使用できません。
臨床で使用した場合、すべての責任は使用者にあります。



Needle holders JPTC-TS,TL,TR



1. 臨床での使用はできません。この警告を無視して使用した場合、責任は使用者にあり、弊社は一切責任はありません。
2. 使用後はラチェット解除し、把持部に保護キャップを付けてください。
3. 練習中でもそこから一旦離れる場合は、落下しない平坦な場所へ置いてください。
4. ハンドルを必要以上に強い力で握り込むとシャフト内のワイヤーを劣化させます。
5. お子様の手が届かない場所へ保管してください。
6. 把持部に指を入れてハンドルを握ると指を痛めます。
7. 練習以外の目的で使用しないでください。
8. 分解をしないでください。そのことで不具合が生じても製品の交換は致しません。
9. 納入10日後に生じた不具合は保証対象ではありません。
詳しくはShopのUser's Guideをご参照ください。



Shop