

Japan Polymer Technology Co., LTD


練習用持針器・腹腔鏡手術下縫合練習用製品のパイオニア

日本高分子技研株式会社


Company & Products We Carry

JPTC Laparoscopic Training Lab that fits in your bag





練習用鉗子Ⅱ ディスポ Disposable forceps for suture training



2018年から販売開始したベストセラー鉗子類



練習用メリーランド JPTC-Ma II




練習用ハサミ鉗子 JPTC-SC II



練習用把持鉗子 JPTC-GR II

- ・しっかりとした把持力
- ・低価格の鉗子類
- ・多くのドクターが日ごろから愛用
- ・定価： ¥ 14,000（送料、消費税別）



練習用鉗子Ⅱ ディスポ

Disposable forceps for suture training

ハンドル材料： 6ナイロン製

シャフト： 有効長 330mm 直径 Φ5mm

重量： 127g

ラチェット： 無し


洗浄ポート： 無し

ローター： 握り込むとロックされます

臨床では一切使用できません。

臨床で使用した場合、すべての責任は使用者にあります。







練習用鉗子Ⅱ ディスポ

Disposable forceps for suture training



1. 臨床での使用はできません。この警告を無視して使用した場合、責任は使用者にあり、弊社は一切責任はありません。
2. 使用後は把持部に保護キャップを付けてください。
3. 練習中でもそこから一旦離れる場合は、落下しない平坦な場所へ置いてください。
4. ハンドルを必要以上に強い力で握り込むとシャフト内のワイヤーを劣化させます。
5. お子様の手の届かない場所へ保管してください。
6. 把持部に指を入れてハンドルを握ると指を痛めます。
7. 練習以外の目的で使用しないでください。
8. 分解をしないでください。そのことで不具合が生じても製品の交換は致しません。
9. 納入10日後に生じた不具合は保証対象ではありません。
詳しくはShopのUser's Guideをご参照ください。



Shop