




# CNK®練習用持針器

JAPAN POLYMER TECHNOLOGY

仕 様	
	CNK練習用持針器2020 チタン
製品名	JPTC-TS ストレートタイプ
	JPTC-TL 左カーブタイプ
ハンドル材料	チタニウム合金
有効長 & 直径	330mm Φ5mm
重量	180g
把持部	タングステンカーバイドを焼結
ラチェット機能	あり ラチェットフリー機能付き
洗浄ポート	あり
滅菌	ウェットラポでの使用後は滅菌してください
刻印	Not for Medical Use(ハンドル内)



ストレート



左カーブ



ハンドル



# CNK®練習用持針器

JAPAN POLYMER TECHNOLOGY

製品名	JPTC-GS ストレートタイプ
	JPTC-GL 左カーブタイプ
ハンドル材料	SUS630
有効長 & 直径	330 mm Φ5 mm
重量	210 g
把持部	タングステンカーバイドを焼結
ラチェット機能	あり
洗浄ポート	あり
滅菌	ウェットラボでの使用後は滅菌してください
刻印	Not for Medical Use(ハンドル内)



ストレート



左カーブ



# CNK®練習用持針器

JAPAN POLYMER TECHNOLOGY

仕 様	
	CNK練習用持針器2020
製品名	JPTC-SS ストレートタイプ
	JPTC-SL 左カーブタイプ
ハンドル材料	SUS630
有効長 & 直径	330 mm Φ5 mm
重量	210 g
把持部	タングステンカーバイドを焼結
ラチェット機能	あり
洗浄ポート	なし
刻印	Not for Medical Use(ハンドル内)



ストレート



左カーブ



# CNK®練習用持針器

JAPAN POLYMER TECHNOLOGY

仕 様	
	CNK練習用細径持針器2020 細径チタン
製品名	JPTC-S3TSD ストレートタイプ
	JPTC-L3TSD 左カーブタイプ
ハンドル材料	チタニウム合金
有効長 & 直径	300mm Φ3mm
重量	156g
把持部	タングステンカーバイドを焼結
ラチェット機能	あり ラチェットフリー機能付き
洗浄ポート	あり
滅菌	ウェットラボでの使用後は滅菌してください
刻印	Not for Medical Use(ハンドル内)



ストレート



左カーブ



ハンドル



# CNK®練習用持針器

JAPAN POLYMER TECHNOLOGY

仕 様	
	CNK練習用持針器2018
製品名	CNK-JS ストレートタイプ
	CNK-JL 左カーブタイプ
ハンドル材料	ナイロン6
有効長 & 直径	360mm Φ5mm
重量	154g
ラチェット機能	あり ラチェットフリー機能あり
洗浄ポート	なし
刻印	Not for Medical Use(ハンドル内)



ハンドル



ストレート



左カーブ



## ご注意事項

JAPAN POLYMER TECHNOLOGY

注意事項	<ul style="list-style-type: none"><li>・ <u>臨床では使用できません</u></li><li>・ ハンドル内部のばねの調整はしないでください</li><li>・ 落下させると破損します。落下しない場所で保管願います</li><li>・ ドライボックスに持針器を差しっぱなしにしないでください</li><li>・ 練習を終えた持針器はラチェットを解除してください</li><li>・ お子様の手の届かない場所に保管してください</li></ul>
------	--



## 品質について

JAPAN POLYMER TECHNOLOGY

### JPTCの品質確認事項

品質 確認 事項	ラチェットの動作確認
	ラチェットレバーに潤滑油を塗布
	ハンドルの操作及び把持部の開閉を確認
	ハンドルにNot for Medical Useと刻印されていることを確認
	把持部にキャップを付けて保護する
	洗浄ポートゴムキャップ装着の確認



## 商標

JAPAN POLYMER TECHNOLOGY

CNKは商標です。

商標 CNK

登録 第5882344号

登録日 平成28年9月16日

CNK®を当社の許可なく、ホームページでの記載、ネット販売での掲載などを禁じています。



## 日本高分子技研株式会社

〒103-0027

東京都中央区日本橋3-2-14 日本橋KNビル4階

URL <https://www.jptc.co.jp>

Shop <https://jptc.shop>

お問い合わせ 井上雅司 [inoue@jptc.co.jp](mailto:inoue@jptc.co.jp)



official site



shop