

LUREAQU
INTENSIVE
REPAIR GEL

ルリーク インテンシブ リペアジェル

20g / ¥6,820 (税込)



低刺激 × 多機能

レチニアミド
3つの美容成分を
乳酸菌醗酵技術で組み合わせ


乳酸桿菌/(ナイアシナミド /
パルミチン酸レチノール /
コメヌカ)発酵液

ナイアシナミド
透明感

コメヌカ
ツヤ

パルミチン酸
レチノール
ハリ


世界初※1の美肌因子成分
レチニアミドが明るさとハリを与える。
美容ポイントジェル



3種の
ヒト幹細胞
培養液



7種の
植物
幹細胞



4種の
ペプチド



S-2A

シンクエイク
アクティジム
ATP

etc..

《 Before & After 》




使用前




4日後

ほうれい線の長さ・深さが改善し、たるみ毛穴も改善した



使用前



7日後

継続使用をすることで、立体的な唇を維持できた

※個人の感想です ※セラムブースターを併用しています



① 適量を手にとる。

フタを外して適量（パール約1個分程度）を手に取ります。



② 気になる部分に塗布する。

目元やくちびるなど気になるパーツに点のように置き、やさしくマッサージするようになじませてください。



③ クリームで仕上げる。

最後にクリームなどで仕上げてください。最後にクリームなどで仕上げてください。最後にクリームなどで仕上げてください。



セラムブースターとの併用をおすすめしています

※1…世界ではじめてINCI登録された有用成分である乳酸桿菌/(ナイアシナミド / パルミチン酸レチノール / コメヌカ)発酵液を水の代わりに基材（70%以上）とした目元のための美容液を指します ※2…角質層まで

LUREAQU SERUM BOOSTER

ルリーク セラムブースター

¥9,680 (税込)



スイッチレス / 充電式

目元、口元のケアに着目
ポーレーション×RF高周波×赤色LED
史上最小^{※1}美容導入デバイス

開発2年
特許
出願中



継続使用後も、肌が元に戻らず シワが伸びている



目周り全体がふっくらしている

※個人の感想です ※インテンシブ リペアジェルを併用しています



※図はイメージです。



美容液は専用の「ルリーク
インテンシブ リペアジェル」
をご使用ください。

(ジェルの詳細は裏面をご覧ください)



細かなパーツに



クルクルと



ミラーを使って



セットしてご使用いただく
ことも可能です